



PRODUKTOVÝ KATALOG

Příslušenství pro MR

Memed CZ


Dukelská 5779
430 01 Chomutov

Telefon +420 777 333 452

Telefon +420 733 700 495

www.memed.cz

www.memed.cz





Obrázek	Číslo zboží	Označení	Informace o produktu
Mobilář			
	TL 500 S MRT	Přepravní lehátko ploché 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost až 150 kg, do výšky 186 cm, vnější rozměry: 1970 x 820 x 880 mm (d x š x v)</p>  <p>bílá tmavě modrá modrá světle modrá starorůžová tyrkysová žlutá barevná</p>
	TL 600 MRT	Přepravní lehátko s nastavitelným podhlavníkem 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost do 150 kg, do výšky 190 cm, 2010 x 760 x 960 mm</p>  <p>safránová červená nebesky modrá modrozelená khaki</p>
	MR5501 MR	Přepravní lehátko výškově nastavitelné z hliníku 7 T	<p>Do 220 kg, 2150 x 680 x 495-940 mm</p>
	MR1505	Přepravní lehátko kompaktní z hliníku 7 T	<p>Do 180 kg, 1920-820 x 620 x 875 mm</p>

	DR 100 MRT	Invalidní/přepravní vozík s madly 3 T	24" madla, do 150 kg, oboustranně otočné opěrky, výsuvné nánožníky, parkovací brzda, 1075 x 720 x 795 mm
			 <small>grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová</small>
	TC 450 AP MRT	Invalidní/přepravní vozík s otočnými 100mm kolečky 3 T	Výsuvné nánožníky, oboustranně otočné opěrky, bezpečnostní pás, do 150 kg, 1120 x 550 x 650 mm
	DR 100 K	Invalidní/přepravní vozík s madly nekovový	Zcela bez kovových částí, vhodný pro bezpečnostní systémy MR, sklopné nánožníky, parkovací brzdy, do 120 kg, 1075 x 705 x 855 mm
	MR4501 MR	Invalidní/přepravní vozík z hliníku 7 T	Parkovací brzdy, opěrky s možností snížení, vytahovací nánožníky, do 220 kg, 1050 x 650 x 950 mm
	EASYROLLER ER2	Easyroller 7 T	Ze 100% recyklovatelného plastu, vhodný pro všechny desinfekční přípravky, parkovací brzdy, dobrý komfort při sezení, 825 x 670 x 1050 mm






	<p>AT1 MRT</p>	<p>Stupínek plastový 3 T</p>	<p>Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, do 150 kg, 350 x 400 x 200 mm</p>
	<p>AT2 Auftritt</p>	<p>Dvoustupňový plastový stupínek 3 T</p>	<p>Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, do 150 kg, 660 x 400 x 380 mm</p>
	<p>MR2504</p>	<p>Stupínek hliníkový 7 T</p>	<p>Do 203 kg, 450 x 600 x 175 mm</p>
	<p>MR2506</p>	<p>Dvoustupňový hliníkový stupínek 3 T</p>	<p>Do 203 kg, volitelně se zábradlím, 550 x 600 x 352, resp. 1205 mm</p>
	<p>DH 49 PA MRT</p>	<p>Sedátko plastové 3 T</p>	<p>Ergonomicky tvarované, do 200 kg, speciální nohy pro maximální bezpečnost, 420 x 420 x 495 mm</p>
			 <p>grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová</p>






	<p>DH 49 DLR PA</p>	<p>Sedátko plastové s kolečky 3 T</p>	<p>Dvojitá kolečka s aretací, do 150 kg, 520 x 520 x 500 mm</p>
			 <p>grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová</p>
	<p>MR4502</p>	<p>Sedátko hliníkové s opěrkami rukou a zad, s kolečky 7 T</p>	<p>Průměr sedadla 325 mm</p>
	<p>MR4503</p>	<p>Sedátko hliníkové s opěrkou zad, s kolečky 7 T</p>	<p>Průměr sedadla 325 mm</p>
	<p>MR4504</p>	<p>Sedátko hliníkové s kolečky 7 T</p>	<p>Průměr sedadla 325 mm</p>
	<p>MR2500</p>	<p>Infuzní stojan s nastavitelnou výškou, hliníkový, 5 koleček, 7 T</p>	<p>Výška: 141 až 251 cm, nastavitelný, průměr: 640 mm</p>

	<p>MPC 153 MRT</p>	<p>Ošetřovatelský vozík, 3 přihrádky, malý 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka, dvě s aretací, 440 x 520 x 1075 mm</p>
	<p>MPC 353 MRT</p>	<p>Ošetřovatelský vozík, 3 přihrádky, velký 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka, dvě s aretací, 505 x 930 x 1075 mm</p>
	<p>MR2501</p>	<p>Instrumentační vozík z hliníku se zásuvkou 7 T</p>	<p>K objednání se zásuvkou nebo bez ní, 4 kolečka s brzdou, 450 x 450 x 850 mm</p>
	<p>MR2503</p>	<p>Instrumentační podnos hliníkový 7 T</p>	<p>Výška nastavitelná od 922–1372 mm, velikost podnosu 370 x 500 mm</p>
	<p>MR2521/3</p>	<p>Víceúčelový vozík z hliníku s 3 přihrádkami 7 T</p>	<p>4 kolečka, 2 z toho s brzdou, 3 odkládací přihrádky, 450 x 450 x 1000 mm</p>

	MS 120 MRT	Kontejner na odpad/prádlo s 1 odpadovým stojanem 3 T	Tichý kryt s ochranou před nadměrným roztažením, 2 nerezová držadla dbají o řádné držení odpadových sáčků, volitelně: otvírání nožním pedálem, 400 x 455 x 915 mm
			 bílá žlutá červená zelená modrá
	MR2508	Kontejner na prádlo hliníkový 7 T	Kontejner na prádlo se 4 kolečky, 450 x 450 x 750 mm
	MR3005/30L MR3005/65L	Odpadkový koš 30l bzw. 65 l 7 T	Nožní ovládání, tiché zavírání
	6070/AMP	LUXOR AMP Anesteziologický vozík, vhodný pro MR	Z nerezové oceli, odolný proti vzniku skvrn a poškrábání, snadno se čistí, vytahovací zásuvky, 4 kolečka, 2 z toho s brzdou

Pohotovost

	293204937290	Přístroj pro měření krevního tlaku, vhodný pro MR	Moderní přístroj pro měření krevního tlaku, přesné hodnoty měření po celý životní cyklus
	544.00000.V010	Stetoskop, vhodný pro MR, antimagnetický, neobsahuje latex	Plochý snímač s průměrem 47 mm, plastová membrána
		Manžeta pro přetlakovou infuzi vhodná pro MR	Vnější obal lze prát, maximálně odolná vůči opotřebení, gumové části neobsahují latex, pro infuzi o objemu 500 nebo 1000 ml
	50376	Laryngoskop Diamond Fibrelight pro MR, set 1,5 T	Set obsahuje: rukojeť Diamond Standard, baterii s distanční částí, nerezovou špachtli Macintosh 1,2,3,4, kufřík
	BA4023 MR	3V lithiová baterie s distančním kusem pro MR 1,5 T	Vhodné pro rukojeť Diamond Standard

	BA4022	Distanční kus pro MR baterii	Vhodné pro rukojeť Diamond Standard
	FL001	Hasicí přístroj, vhodný pro MR, 5kg	Hasicí přístroj CO2 v hliníkovém provedení, jednoduchá obsluha vysoký výkon
Zabezpečení			
	99662	Detektor kovu Garrett Superscanner	Odhalí nejmenší kovové předměty, automatické vyladění a kontrola baterie, ovládací tlačítko, bez nutnosti nastavení, výměna baterie bez nářadí.
	MRS_5	Nálepka 5 cm "MR Safe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRC_5	Nálepka 5 cm "MR Conditional"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí



MRU_5

Nálepka 5 cm "MR
Unsafe"Varovná značka snižuje riziko
nehody! Fólie z měkkého PVC,
samolepicí

Pohodlí pacienta

MR125
MR128

Sluchátka pro MR

Sluchátka pro MR. K objednání s
kabelem nebo bez něj. Adaptér lze
upravit podle výrobce.
MR125 s kabelem
MR128 bez kabelu

MR151

Sluchátka pro MR
pro úzké hlavové
cívkyHlavové cívky se každý rok
zmenšují. Tato sluchátka se hodí
prakticky ke každé hlavové cívce.
Adaptér lze upravit podle výrobce.
Zátky do uší k dostání v balení po
100 kusech (MR154).SCL
Ochrana sluchátekOchrana sluchátek,
bílá, velkáRoztažitelná pro sluchátka,
průměr od 11 do 17 cm
1000 ks/ balení.

Nářadí

EAI0563

Sada nářadí 3 T

Sada nářadí z titanu 41dílná pro běžné MRT přístroje 1,5/3T, extrémně lehká, odolná vůči korozi, v nemagnetickém plastovém kufříku



Žebřík vhodný pro MR

Žebřík vhodný pro MR

100% hliníkový žebřík s pevnými bezpečnými gumovými nožkami vpředu a posuvnými nožkami vzadu; žebřík lze různě upravit



Intervenční materiál

MR-PIN 15

Pinzeta

Délka 15 cm, materiál: titan



MRDS11

Sterilní
jednorázové
skalpely
3 T

Nůž z titanu s průhledným bezpečnostním krytem, ve 3 velikostech:
#11, #15 a #21

