

**Memed CZ**

Dukelská 5779  
430 01 Chomutov

Telefon +420 777 333 452

Telefon +420 773 990 356

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)

**Polohovací pomůcky radiologie + OP**






## Obsah

RADIOLUCENTNÍ POLOHOVACÍ POMŮCKY.....	strana 4
VÁLCOVÉ PODLOŽKY POD KOLENA S KOŽENKOVÝM POTAHEM .....	strana 6
SÁČKY S PÍSKEM.....	strana 7
ROLLBOARD .....	strana 7
PEARLTEC FIXACE PACIENTŮ.....	strana 8
PEARLFIT POLOHOVACÍ POMŮCKY .....	strana 10
IMOBILIZACE PACIENTŮ IFIX .....	strana 12
POLSTROVANÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY.....	strana 14
GELOVÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY .....	strana 16
VAKUOVÉ MATRACE.....	strana 18

## Radiolucenční polohovací pomůcky 70 - 140 kV

Naše polohovací pomůcky propustné pro záření slouží pro pohodlné uložení a stabilní fixaci při diagnostických a terapeutických výkonech. Jsou vyrobené ze středně tuhého pěnového materiálu a jsou opatřené polyuretanovým potahem SKINFOAM, který je velmi příjemný na dotek. Materiál odpuzuje vlhkost a je snadno dezinfikovatelný.

Vedle zde uvedených standardních produktů dodáváme další speciální polohovací pomůcky. Na přání je také možná i výroba na zakázku.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	6400S	Podložka hlavy pro dospělé	Rozměry: 25 x 24,5 x 9,5 cm (š/v/h) Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá
	6401S	Podložka hlavy pro děti	Rozměry: 21,5 x 23 x 7 cm (š/v/h) Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá
	6546S 6550S	Polohovací klín	Rozměry: 15 ° / 36 x 24 x 7/1 cm 15 ° / 18 x 28 x 8/1 cm Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá



6538S  
6540S  
6542S  
6544S

Polohovací obdélník

Rozměry: 36 x 24 x 3 cm  
36 x 24 x 5 cm  
18 x 24 x 3 cm  
18 x 24 x 5 cm  
Materiál: SKINFOAM  
Barva: žlutá nebo modrá



6554S  
6556S  
6558S

Kruhová polohovací deska

Rozměry: Ø 15 x 4 cm  
Ø 22 x 5 cm  
Ø 22 x 5 cm s otvorem  
Materiál: SKINFOAM  
Barva: žlutá nebo modrá



6530S  
6532S  
6534S  
6536S

Polohovací trojhran

Rozměry: 60 x 25 x 12,5 cm  
36 x 24 x 12 cm  
18 x 24 x 12 cm  
18 x 10 x 5 cm  
Materiál: SKINFOAM  
Barva: žlutá nebo modrá



6562S

10-ti dílná sada pro rentgen

Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska, 1 kruhová deska s otvorem, 1 válec, 1 obdélník  
Materiál: SKINFOAM  
Barva: žlutá nebo modrá



6563S





11-ti dílná sada pro rentgen s podložkou hlavy

Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska, 1 kruhová deska s otvorem, 1 válec, 1 obdélník, podložka hlavy  
Materiál: SKINFOAM  
Barva: žlutá nebo modrá

## Válcové podložky pod kolena s koženkovým potahem pro polohování pacientů

Při ležení na zádech se u pacientů velmi rychle dostavují bolesti zad. Proto je vhodné používat při ukládání pacientů válcové podložky pod kolena. Mírným pokrčením nohou dojde k odlehčení páteře.


Zde uvedené válcové podložky pod kolena mají vysoce kvalitní zpracování a vyznačují se dlouhou životností. Koženkový potah je dodáván v různých barvách, je možné jej dezinfikovat, je odolný vůči poškrábání a oděru a jeho povrch je nepropustný pro kapaliny.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	6300S 6301S 6302S 6303S 6304S	Polohovací válec	Rozměry: Ø 10 x 25 cm Ø 15 x 40 cm Ø 15 x 60 cm Ø 22 x 40 cm Ø 22 x 60 cm Materiál: SKINFOAM
	6306S 6307S	Polohovací půlválec	Rozměry: Ø 15/7,5 x 40 cm Ø 22/11 x 40 cm Materiál: SKINFOAM
		Výběr barev koženkového potahu	bílá béžová nefritová ostužinová tmavě modrá černá
	915015	Klín pod koleno	Vyrobeno ze středně silné pěny, potaženo světle šedou koženkou Rozměry: 40 x 50 x 19 cm

## Sáčky s pískem

Sáčky s pískem jsou praktickými pomocníky pro zajištění stabilní polohy pacientů při řadě různých výkonů. Naše sáčky jsou naplněné křemičitým pískem s vysokou tekutostí, snadno se tak přizpůsobí tvaru těla.


Sáčky jsou zašité do odolné koženky, která je dodávána v barvě tmavě hnědé, modré a růžové.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	4100	Sáček s pískem	Rozměry:
	4101		15 x 15 cm / hmotnost: 0,5 kg
	4102		15 x 25 cm / hmotnost: 1,2 kg
	4103		18 x 27 cm / hmotnost: 2,0 kg
			18 x 34 cm / hmotnost: 2,5 kg

## Rollboard

Pomůcky Rollboard jsou dodávány v různých velikostech. Pomůcka se skládá z pevné vnitřní části, která je polstrovaná a je potažená povlakem ve formě nekonečného rukávce. Přesun pacienta je usnadněn klouzáním povlaku po pevném vnitřním dílu. Rollboard se hodí zejména pro šetrné, nebolestivé a snadné přemístění ležícího, například těžkého, vyžadujícího zvláštní péči nebo premedikovaného pacienta na jiné lůžko nebo na rentgenový, vyšetřovací resp. OP stůl.


K dispozici jsou různé desky v různých velikostech. Je také možná i výroba na zakázku přímo na míru potřebám klienta.





	4500030	Rollboard	Skládací, s rukojetí, hmotnost 2 kg, zatížení 200 kg, kompatibilní s MR Rozměry: 180 x 50 cm
---	---------	-----------	--

## Fixace pacientů Pearltec pro CT a MR







Flexibilní a univerzálně použitelná paleta výrobků MULTIPAD umožňuje optimální ukládání, polohování a fixaci pacientů při všech vyšetřeních MR s cívkami. Lze také použít při vyšetření na CT.

Adaptivní imobilizace bez otlaků zvyšuje komfort pacienta a má tak kladný vliv na celkový průběh vyšetření. Podložky Multipad se snadno čistí, spolehlivě chrání pacienta a zvyšují tak jeho bezpečnost a komfort.



obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1012	MULTIPAD Standard	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 6 cm, tloušťka 2 - 5 cm
	1071	MULTIPAD Slim	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 9 cm, tloušťka 1 - 3 cm
	1022	MULTIPAD Plus	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 11 cm, tloušťka 2 - 5 cm
	1104	MULTIPAD Ear	MULTIPAD Ear s rozměry 17 x 10 cm a variabilní tloušťkou 1 - 4 cm jsou maximálně vhodné pro imobilizaci hlavy během vyšetření MR s nejrůznějšími prostorovými nároky



	1108	MULTIPAD Bendy	Vzhledem k rozměrům 24 x 10 cm a variabilní tloušťce 1 - 4 cm je podložka MULTIPAD Bendy úžasnou pomůckou pro různá kloubní vyšetření
	1016 1030	MULTIPAD Cover	Povlaky pro zajištění maximální míry hygieny při ukládání pacientů 1016 pro provedení Standard a Slim 1030 pro Plus
	1006	Cover Headphones	Hygienický jednorázový návlek na sluchátka Balík po 100 ks
	1105-A	CT HeadFix	Polohovací pomůcka k fixování hlavy při CT vyšetření Použití možné pro různé CT
	1107	BabyFix Cocoon	Polohovací pomůcka pro imobilizaci novorozenců (2 - 5 kg) do MR
	Buw-5355	Hand- Vakuumpumpe	Vakuová pumpa B.u.W. Schmidt je vhodná pro MR a slouží k vytvoření vakua u menších vakuových polštářků

## PearlFit

Požadavky na pomůcky k polohování pacientů a radiologii stále stoupají.

Na jednu stranu vede šíření MRSA a jiných bakterií ke stále komplexnějším hygienickým předpisům, takže jsou polohovací pomůcky v pravém smyslu slova pravidelně a podrobně zkoumány, na druhou stranu mají být polohovací pomůcky vzhledem k rostoucímu tlaku na snižování nákladů ve zdravotnictví levnější a současně trvanlivější.


Polohovací pomůcky PearlFit jsou dostupné v nejrůznějších tvarech a velikostech. Lze je použít při všech radiologických vyšetřeních k příjemnému a současně stabilnímu polohování pacienta při vyšetřeních i mimo ně.



PearlFit  
Cushion

Rozměry:

22 x 8 x 1 cm, artikl 1136  
 27 x 6 x 1 cm, artikl 1145  
 30 x 11 x 2 cm, artikl 1137  
 30 x 20 x 4 cm, artikl 1114  
 50 x 20 x 4 cm, artikl 1124  
 50 x 30 x 7 cm, artikl 1115  
 50 x 30 x 10 cm, artikl 1116  
 50 x 50 x 5 cm, artikl 1142  
 130 x 60 x 10 cm, artikl 1120  
 200x 75 x 7 cm, artikl 1140



PearlFit  
Wedge

Rozměry:

26 x 25 x 7 cm, artikl 1117  
 30 x 50 x 15 cm, artikl 1138  
 56 x 50 x 25 cm, artikl 1132



PearlFit Roll

Rozměry:

Ø = 18, L = 40 cm, artikl 1112  
 Ø = 18, L = 50 cm, artikl 1113



PearlFit Flex

Produkt PearlFit Flex lze zformovat jako polštářek, klín nebo válec - hodí se tak k mnoha účelům

Rozměry:

6 komor, 90 x 50 x 5 cm, artikl 1118  
 3 komory, 90 x 50 x 7 cm, artikl 1119

	1121	PearlFit Head/Neck	PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech
	5005	PearlFit Forehead	PearlFit Forehead Support se používá jako podpora hlavy v oblasti čela a umožňuje uložení pacienta v pozici na břiše bez rizika vzniku proleženin
	1123	PearlFit Inlay Head	PearlFit Inlay - na míru šité vložky pro různé cívky a držáky
		PearlFit Cushion Vac	Rozměry: 30 x 20 x 4 cm Vac, 1.6 l, artikl 1125 50 x 20 x 4 cm Vac, 2.7 l, artikl 1131 50 x 30 x 7 cm Vac, 7 l, artikl 1126 50 x 30 x 10 cm Vac, 16 l, artikl 1127 50 x 50 x 5 cm Vac, 12 l, artikl 1143 90 x 60 x 5 cm Vac, 24 l, artikl 1144 130 x 60 x 10 cm Vac, 55 l, artikl 1129 200x 75 x 7 cm Vac, 100 l, artikl 1141
		PearlFit Wedge Vac	Rozměry: 26 x 25 x 7 cm Vac, 2.5 l, artikl 1128 30 x 50 x 15 cm Vac, 13 l, artikl 1139 56 x 50 x 25 cm Vac, 42 l, artikl 1133
	1130	PearlFit Head/Neck Vac	PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech




## Imobilizace pacientů iFIX pro CT a MR

iFIX je univerzální systém pro fixaci pacientů s mnohostranným použitím.

Je založený na patentovaném systému suchých mikrozipů, který je používán ve spojení se speciální zdravotnickou fleecí (flísovou) látkou.

iFIX je možné používat - z hlediska hygieny bezproblémově - všude tam, kde dosud byly používány pásy s normálními suchými zipy.



obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	31618	iFIX Fleece 5	Flísová látka široká 5 cm 30 metrů v roli
	16304	iFIX Fleece 15	Flísová látka široká 15 cm 200 metrů v roli
	17674	iFIX Fleece 50	Flísová látka široká 50 cm 30 metrů v roli



26102  
26105  
26104  
26103  
29341

Head Mask

Maska na hlavu v pěti různých velikostech, 10 ks v balení

Head Mask XS, artikl 26102  
Head Mask S, artikl 26105  
Head Mask M, akrtikl 26104  
Head Mask L, artikl 26103  
Head Mask XL, Art. 29341



16180L001 8 ks  
16180L002 6 ks  
16180L005 4 ks  
16180L007 4 ks

iFIX Patch

Samolepicí páska se suchým zipem, která je lepena na stoly nebo polohovací pomůcky  
Používá se jako opakově použitelný protikus k flísové látce

Dostupné délky: 15, 25, 50 a 75 cm  
iFIX Patch 15 (8 ks), artikl 16180L001  
iFIX Patch 25 (6 ks), artikl 16180L002  
iFIX Patch 50 (4 ks), artikl 16180L005  
iFIX Patch 75 (4 ks), artikl 16180L007



16179L001 iFIX Patch Adapter

Opakovaně použitelné  
Rozměry: 50 x 10 cm  
4 ks v balení







16192L003  
17622L003 iFIX Slot Adapter

Lišta se suchým zipem pro nasunutí do CT a MR stolů  
Používá se jako opakovaně použitelný protikus k flísové látce  
4 ks v balení

## Polstrované polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky a podložky jsou dodávány v různých tvarech a pro různé oblasti použití.

V následujícím uvádíme polstrované polohovací pomůcky pro oblast OP, které jsou u našich zákazníků nejoblíbenější. Informujte se u nás o dalších dodávaných polohovacích pomůčkách a podložkách.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	100020	Podložka pod hlavu při poloze na zádech	Materiál: tvarově stálá a nosná PU pěna, s měkkým povrchem Vlastnosti: anatomicky tvarovaná, dobrá fixace hlavy, snadné čištění a dezinfikování, hospodárnost díky dlouhé době použitelnosti
	100085-09	Podložka pod hlavu při poloze na břiše	Materiál: tvarově stálá a nosná PU pěna, s měkkým povrchem Vlastnosti: anatomicky tvarovaná, dobrá fixace hlavy, snadné čištění a dezinfikování, hospodárnost díky dlouhé době použitelnosti
	100120	Podložka pod hlavu	Středně tuhá pěna (plná, RG30) s pravým švem v koženkovém potahu, možnost dodání i s elektricky vodivou koženkou (černou) Rozměry: 40 x 25 x 5 cm Jsou možné i jiné velikosti
	200170	U-polštář	Podložka pro ochranu nohou před otlaky při poloze na boku Pro dosažení účinné dekubitní profylaxe i pro výše položenou nohu je horní strana polštáře vybavena viskoelastickou ukládací plochou Rozměry: 65 x 40 x 22 cm



200115

Podložka nohy  
plochá

Podložka pro oblast lýtky, omezuje rotaci nohy, se zkosením v oblasti paty, možnost použití po operacích, pro rentgen / MRT  
Rozměry: 50 x 25 x 15 cm



200006-01

Závěs paže

Polstrovaný závěs paže pro anesteziologický portál s 2 fixačními popruhy, popruh 1: pro boční fixaci na a-portálu, popruh 2: fixace paže s loketním polštářkem,  
Rozměry: 55x25x2 cm  
Potah: koženka



500095

Rámový polštář  
jednodílný


Rámový polštář s abdominálním výřezem, nosné jádro s viskoelastickou podložkou v odolném koženkovém potahu  
Výřez: 44 x 30 cm, výška: 12 cm



500100

Rámový polštář  
dvoudílný

Zkosení horních hran slouží pro odlehčení v oblasti třísel a v prostoru ramen/podpaží.  
Tato podložka je vhodná zejména pro pacienty s nadměrnou velikostí



500105

Rámový polštář  
čtyřdílný

Díky flexibilitě uspořádání v délce i šířce a díky speciální výšce se doporučuje používat tento rámový polštář zejména v adipózní oblasti  
Abdominální výřez je možné optimálně přizpůsobit tvaru těla a umožňuje tak pacientům volné dýchání




## Gelové polohovací pomůcky

Naše gelové polohovací pomůcky jsou celé ze silikonu. Elasticita silikonu umožňuje jejich použití pro různé partie těla a minimalizuje smykové síly působící na kůži. Silikon je zavařený do prodyšné odolné polyuretanové fólie.

Folie je vybavena mikroskopickými otvory a umožňuje tak vytvořit příznivé mikroklima mezi kůží pacienta a podložkou.

Všechny polohovací pomůcky jsou odolné vůči moči a neabsorbují zápachy, jsou teplotně odolné od -40 °C do +140 °C, jsou z 90-ti % propustné pro rentgenové záření a nevykazují materiálovou únavu ani při větším mechanickém namáhání.

Dále uvedené gelové polohovací pomůcky jsou nejčastěji nakupované našimi zákazníky. Další pomůcky jsou dostupné na dotaz.



940363607 Podložka pod hlavu

Podložka pro stabilní polohování hlavy

Rozměry: 36 x 36 x 7 cm



940511535 Podložka paže konkávní

Podložka paže s vyvýšenými boky, slouží jako doplňková stabilizace při operacích a pro odlehčení

Rozměry: 51 x 15 x 3,5 cm



940150804 Podložka paty

Podložka chránící patu před otláčením

Rozměry: 15 x 8 x 4 cm





940501515

Půlválec


Podpožka pro stabilizaci v poloze na boku např. při operacích, umožňuje dobré uložení a odlehčení  
Rozměry: 50 x 15 x 15 cm



940755008BP

Podložka pod břicho

Slouží jako podložka při provádění operací v poloze na břiše, s výměnným klínem a zipem  
Rozměry: 75 x 50 x 8cm



940402501 -  
940523001

Podložka

Slouží pro bezpečné uložení, polohování a zabraňuje vzniku smykových sil a tlaku  
Rozměry:  
40 x 25 x 1 cm - 52 x 30 x 1 cm



940604015 -  
941905002

Podložka na operační stůl

Rozměry:  
60 x 40 x 1,5 cm – 190 x 50 x 2 cm


## Vakuové matrace pro OP polohování

Naše vakuové matrace slouží pro polohování a uložení pacientů během operace. Matrace se přizpůsobí obrysům těla a zajišťují tak optimální rozložení tlaku.

Jsou vyrobené z velice odolného materiálu a je možné je snadno čistit a dezinfikovat.

Robustní podtlakové ventily se po odsátí vzduchu automaticky uzavřou.


Všechny vakuové matrace jsou vhodné pro rentgen, CT a MR.



VMOP401X01

OP vakuová matrace úzká


Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku  
Snadná, rychlá a bezpečná manipulace  
Rozměry: 65 x 200 cm



VMOP402X01

OP vakuová matrace střední


Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku  
Snadná, rychlá a bezpečná manipulace  
Rozměry: 75 x 200 cm



VMOP403X01

OP vakuová matrace široká


Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku  
Snadná, rychlá a bezpečná manipulace  
Rozměry: 100 x 200 cm



VMOP411X01

OP vakuová  
matrace krátká  
s výřezem

Vakuová matrace pro optimální  
rozložení tlaku  
Snadná, rychlá a bezpečná  
manipulace  
Rozměry: 75 x 125 cm



VMOP46080X01 OP polštář MedVac

Vakuový polštář pro optimální  
rozložení tlaku  
Snadná, rychlá a bezpečná  
manipulace  
Rozměry: 60 x 80 cm



HP03

Hliníková ruční  
pumpa pro vakuové  
matrace

Hliníková ruční pumpa pro  
odčerpávání vzduchu z vakuových  
matrací a polštářů