



MeMed CZ  
Dukelská 5779  
43001 Chomutov  
Česká republika  
☎: +420 777 333 452  
✉: office@memed.cz

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)

Polohovací pomůcky - radiologie + OP



## Obsah

RADIOLUCENTNÍ POLOHOVACÍ POMŮCKY 70 - 140 KV .....	4
VÁLCOVÉ PODLOŽKY POD KOLENA S KOŽENKOVÝM POTAHEM.....	6
SÁČKY S PÍSKEM .....	7
ROLLBOARD .....	8
FIXACE PACIENTŮ PEARLTEC PRO CT A MR.....	9
MULTIPAD .....	9
CT HEAD FIX .....	10
BABYFIX COCOON – FIXAČNÍ KOKON PRO DĚTI PŘI MR VYŠETŘENÍ.....	11
PROFOAM .....	11
PROBELT .....	12
CT TABLE COVER.....	13
PEARLFIT.....	13
IMOBILIZACE PACIENTŮ IFIX PRO CT A MR.....	16
POLSTROVANÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY .....	18
GELOVÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY .....	20
VAKUOVÉ MATRACE PRO OP POLOHOVÁNÍ .....	22

## Radiolucentní polohovací pomůcky 70 - 140 kV

Naše polohovací pomůcky propustné pro záření slouží pro pohodlné uložení a stabilní fixaci při diagnostických a terapeutických výkonech. Jsou vyrobené ze středně tuhého pěnového materiálu a jsou opatřené polyuretanovým potahem SKINFOAM, který je velmi příjemný na dotek. Materiál odpuzuje vlhkost a je snadno dezinfikovatelný.

Vedle zde uvedených standardních produktů dodáváme další speciální polohovací pomůcky. Na přání je také možná i výroba na zakázku.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	6400S 6400P	Podložka hlavy pro dospělé	Rozměry: 25 x 24,5 x 9,5 cm (š/v/h) Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá  Materiál volitelný: PE
	6401S	Podložka hlavy pro děti	Rozměry: 21,5 x 23 x 7 cm (š/v/h) Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá
 <small>Poznámka: pouze ilustrativní obrázek všechny pomůcky Skinfoam dostupné pouze v modré nebo žluté barvě</small>	6546S 6550S	Polohovací klín	Rozměry: 15 ° / 36 x 24 x 7/1 cm 15 ° / 18 x 28 x 8/1 cm Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá

	<p>6538S 6540S 6542S 6544S</p>	<p>Polohovací obdélník</p>	<p>Rozměry: 36 x 24 x 3 cm 36 x 24 x 5 cm 18 x 24 x 3 cm 18 x 24 x 5 cm Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá</p>
	<p>6554S 6556S 6558S</p>	<p>Kruhová polohovací deska</p>	<p>Rozměry: Ø 15 x 4 cm Ø 22 x 5 cm Ø 22 x 5 cm s otvorem Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá</p>
	<p>6530S 6532S 6534S 6536S</p>	<p>Polohovací trojhran</p>	<p>Rozměry: 60 x 25 x 12,5 cm 36 x 24 x 12 cm 18 x 24 x 12 cm 18 x 10 x 5 cm Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá</p>
	<p>6562S</p>	<p>10-ti dílná sada pro rentgen</p>	<p>Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska, 1 kruhová deska s otvorem, 1 válec, 1 obdélník Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá</p>
	<p>6563S</p>	<p>11-ti dílná sada pro rentgen s podložkou hlavy</p>	<p>Obsahuje: 2 velké trojhrany, 2 malé trojhrany, 2 klíny, 1 kruhová deska, 1 kruhová deska s otvorem, 1 válec, 1 obdélník, podložka hlavy Materiál: SKINFOAM Barva: žlutá nebo modrá</p>

## Válcové podložky pod kolena s koženkovým potahem

Při ležení na zádech se u pacientů velmi rychle dostavují bolesti zad. Proto je vhodné používat při ukládání pacientů válcové podložky pod kolena. Mírným pokrčením nohou dojde k odlehčení páteře.

Zde uvedené válcové podložky pod kolena mají vysoce kvalitní zpracování a vyznačují se dlouhou životností. Koženkový potah je dodáván v různých barvách, je možné jej dezinfikovat, je odolný vůči poškrábání a oděru a jeho povrch je nepropustný pro kapaliny.


obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	6300 6301 6302 6303 6304	Polohovací válec	Rozměry: Ø 10 x 25 cm Ø 15 x 40 cm Ø 15 x 60 cm Ø 22 x 40 cm Ø 22 x 60 cm  Materiál: pěna Potah: imitace kůže
	6306 6307	Polohovací půlválec	Rozměry: Ø 15/7,5 x 40 cm Ø 22/11 x 40 cm  Materiál: pěna Potah: imitace kůže
		Výběr barev koženkového potahu	bílá béžová nefritová ostružinová tmavě modrá černá

	915015	Klín pod koleno	Vyrobeno ze středně silné pěny, potaženo světle šedou koženkou Rozměry: 40 x 50 x 19 cm
---	--------	-----------------	--

## Sáčky s pískem

Sáčky s pískem jsou praktickými pomocníky pro zajištění stabilní polohy pacientů při řadě různých výkonů. Naše sáčky jsou naplněné křemičitým pískem s vysokou tekutostí, snadno se tak přizpůsobí tvaru těla.



Sáčky jsou zašité do odolné koženky, která je dodávána v tmavě hnědé, modré a růžové barvě.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	4100 4101 4102 4103	Sáček s pískem	Rozměry: 15 x 15 cm / hmotnost: 0,5 kg 15 x 25 cm / hmotnost: 1,2 kg 18 x 27 cm / hmotnost: 2,0 kg 18 x 34 cm / hmotnost: 2,5 kg

## Rollboard

Pomůcka Rollboard je dodávána v různých velikostech. Pomůcka se skládá z pevné vnitřní části, která je polstrovaná a je potažená povlakem ve formě nekonečného rukávce. Přesun pacienta je usnadněn klouzáním povlaku po pevném vnitřním dílu. Rollboard se hodí zejména pro šetrné, nebolestivé a snadné přemístění ležícího, například těžkého, vyžadujícího zvláštní péči nebo premedikovaného pacienta na jiné lůžko nebo na rentgenový, vyšetřovací resp. OP stůl.

K dispozici jsou různé desky v různých velikostech. Je také možná i výroba na zakázku přímo na míru potřebám klienta.


obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	4500030	Rollboard	Skládací, s rukojetí, hmotnost 2 kg, zatížení 200 kg, kompatibilní s MR a RTG (nezpůsobuje artefakty) Rozměry: 180 x 50 cm
	4500028	Rollboard krátký	Skládací, s rukojetí, zatížení 200kg, kompatibilní s MR a RTG (nezpůsobuje artefakty) Rozměry: 95 x 50 cm





## Fixace pacientů Pearltec pro CT a MR

Flexibilní a univerzálně použitelná paleta výrobků MULTIPAD umožňuje optimální ukládání, polohování a fixaci pacientů při všech vyšetřeních MR s cívkami. Lze také použít při vyšetření na CT.

Adaptivní imobilizace bez otlaků zvyšuje komfort pacienta a má tak kladný vliv na celkový průběh vyšetření. Podložky Multipad se snadno čistí, spolehlivě chrání pacienta a zvyšují tak jeho bezpečnost a komfort.



## Multipad

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1012	MULTIPAD Standard	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 6 cm Tloušťka: 2 - 5 cm
	1071	MULTIPAD Slim	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 9 cm Tloušťka: 1 - 3 cm
	1022	MULTIPAD Plus	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobené pohybem Rozměry: 17 x 11 cm Tloušťka: 2 - 5 cm




	<p>1104</p>	<p>MULTIPAD Ear</p>	<p>MULTIPAD Ear s rozměry 17 x 10 cm a variabilní tloušťkou 1 - 4 cm jsou maximálně vhodné pro imobilizaci hlavy během vyšetření MR s nejrůznějšími prostorovými nároky</p>
	<p>1108</p>	<p>MULTIPAD Bendy</p>	<p>Vzhledem k rozměrům 24 x 10 cm a variabilní tloušťce 1 - 4 cm je podložka MULTIPAD Bendy úžasnou pomůckou pro různá kloubní vyšetření</p>
	<p>1016 1030</p>	<p>MULTIPAD Cover</p>	<p>Povlaky pro zajištění maximální míry hygieny při ukládání pacientů  1016 pro provedení Standard a Slim 1030 pro Plus</p>
	<p>1006</p>	<p>Cover Headphones</p>	<p>Hygienický jednorázový návlek na sluchátka Balení po 100 ks</p>
<p><b>CT Head Fix</b></p>			
	<p>1105-A</p>	<p>CT HeadFix</p>	<p>Polohovací pomůcka k fixování hlavy při CT vyšetření Použití možné pro různé CT</p>

## BabyFix Cocoon – fixační kokon pro děti při MR vyšetření

	1107	BabyFix Cocoon	Polohovací pomůcka pro imobilizaci novorozenců (2 - 5 kg) do MR
---	------	----------------	---

## ProFoam

Polohovací pomůcky ProFoam jsou vyrobeny z tvarově stabilní pěny a jsou uloženy do odolné PU folie. Tyto pomůcky jsou odolné vůči jakékoliv dezinfekci a tím je zaručena nejvyšší míra hygieny.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	Měkký: 1150  Pevný: 1158	ProFoam - obdelník	K dispozici v měkkém nebo pevném provedení Rozměry: 25 x 18 x 5 cm
	Měkký: 1153 1151 1154 1155  Pevný: 1161 1159 1162 1163	ProFoam – rovnoramenný klín, 45°	K dispozici v měkkém nebo pevném provedení Rozměry: 18 x 11 x 5 cm 18 x 25 x 12 cm 36 x 25 x 12 cm 60 x 25 x 12 cm
	Měkký: 1152  Pevný: 1160	ProFoam – plochý klín, 15°	K dispozici v měkkém nebo pevném provedení Rozměry: 26 x 25 x 7 cm

## ProBelt


Polohování pacientů při vyšetření na CT může být náročné zejména u dezorientovaných pacientů na urgentním příjmu. Náročné může být také vyšetřování starších, imobilních a nespolupracujících pacientů. Pro plynulý průběh vyšetření je důležitá stabilizace pacienta.

Systém ProBelt byl vyvinut pro co nejhladší průběh vyšetření a s nejvyššími hygienickými nároky. Popruhy ProBelt jsou vyrobeny z odolné PU fólie a pacienta lze fixovat bez suchého zipu.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1170 1171 1172	ProBelt 200 R2 ProBelt 200 R3 ProBelt 200 T5	Pásy ProBelt jsou zasunuty do kolejnice stolu k tomu určené a uchyceny pomocí háku a oka k imobilizaci pacienta ProBelt 200 R2 pro GE ProBelt 200 R3 pro Siemens + Philips ProBelt 200 T5 pro Canon
	1173 1174	ProBelt 200 Thorax PFC ProBelt 200 Thorax PFW	Hrudní pásy ProBelt umožňují snadné uložení paží na horní části těla během vyšetření na CT. Správná vzdálenost mezi pažemi a horní části těla je vytvořena pomocí integrovaného polštáře

## CT Table Cover

Kryt na stůl CT by vyvinutý pro zachování co nejvyšší možné míry hygieny při vyšetřování infekčních pacientů na CT. PU fólie, ze které je kryt vyroben, je odolná i vůči nejsilnějším dezinfekčním prostředkům.


obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	Na vyžádání	CT Table Cover	Kryty jsou k dispozici ke stolům od různých výrobců CT





## PearlFit





Požadavky na pomůcky k polohování pacientů a radiologii stále stoupají.



Na jednu stranu vede šíření MRSA a jiných bakterií ke stále komplexnějším hygienickým předpisům, takže jsou polohovací pomůcky pravidelně a podrobně zkoumány, na druhou stranu mají být polohovací pomůcky vzhledem k rostoucímu tlaku na snižování nákladů ve zdravotnictví levnější a s co nejdelší dobou životnosti.

Polohovací pomůcky PearlFit jsou dostupné v nejrůznějších tvarech a velikostech. Lze je použít při všech radiologických vyšetřeních k příjemnému a současně stabilnímu polohování pacienta.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
		PearlFit Wedge	Rozměry: 26 x 25 x 7 cm, artikl 1117 30 x 50 x 15 cm, artikl 1138 56 x 50 x 25 cm, artikl 1132

		<p>PearlFit Cushion</p>	<p>Rozměry:                  22 x 8 x 1 cm, artikl 1136                  27 x 6 x 1 cm, artikl 1145                  30 x 11 x 2 cm, artikl 1137                  30 x 20 x 4 cm, artikl 1114                  50 x 20 x 4 cm, artikl 1124                  50 x 30 x 7 cm, artikl 1115                  50 x 30 x 10 cm, artikl 1116                  50 x 50 x 5 cm, artikl 1142                  130 x 60 x 10 cm, artikl 1120                  200x 75 x 7 cm, artikl 1140</p>
		<p>PearlFit Roll</p>	<p>Rozměry:                  Ø = 18, L = 40 cm, artikl 1112                  Ø = 18, L = 50 cm, artikl 1113</p>
		<p>PearlFit Flex</p>	<p>Produkt PearlFit Flex lze zformovat jako polštářek, klín nebo válec - hodí se tak k mnoha účelům</p> <p>Rozměry:                  6 komor, 90 x 50 x 5 cm, artikl 1118                  3 komory, 90 x 50 x 7 cm, artikl 1119</p>
	<p>1121</p>	<p>PearlFit Head/Neck</p>	<p>PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech</p>

	<p>5005</p>	<p>PearlFit Forehead</p>	<p>PearlFit Forehead Support se používá jako podpora hlavy v oblasti čela a umožňuje uložení pacienta v pozici na břiše bez rizika vzniku proleženin</p>
	<p>1123</p>	<p>PearlFit Inlay Head</p>	<p>PearlFit Inlay - na míru šité vložky pro různé cívky a držáky</p>
<p>Polohovací pomůcky Pearlfit Vac jsou tvarově stabilní díky vytvořením vakua a tím zajišťují přesné uložení pacienta. Společně s produkty iFix (viz další stránka) umožňují přesné umístění pacientů a jejich stabilizaci.</p>			
	<p>Buw-5355</p>	<p>Ruční vakuová pumpa</p>	<p>Vakuová pumpa B.u.W. Schmidt je vhodná pro MR a slouží k vytvoření vakua u menších vakuových polštářků</p>
	<p>1125 1131 1126 1127 1143 1144 1129 1141</p>	<p>PearlFit Cushion Vac</p>	<p>Rozměry: 30 x 20 x 4 cm Vac, 1.6 l 50 x 20 x 4 cm Vac, 2.7 l 50 x 30 x 7 cm Vac, 7 l 50 x 30 x 10 cm Vac, 16 l 50 x 50 x 5 cm Vac, 12 l 90 x 60 x 5 cm Vac, 24 l 130 x 60 x 10 cm Vac, 55 l 200x 75 x 7 cm Vac, 100 l</p>

	<p>1128 1139 1133</p>	<p>PearlFit Wedge Vac</p>	<p>Rozměry: 26 x 25 x 7 cm Vac, 2.5 l 30 x 50 x 15 cm Vac, 13 l 56 x 50 x 25 cm Vac, 42 l</p>
	<p>1130</p>	<p>PearlFit Head/Neck Vac</p>	<p>PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech</p>

### Imobilizace pacientů iFIX pro CT a MR

iFIX je univerzální systém pro fixaci pacientů s mnohostranným využitím.

Je založený na patentovaném systému suchých mikrozipů, který je používán ve spojení se speciální zdravotnickou fleecí (flísovou) látkou.

iFIX je možné používat - z hlediska hygieny bezproblémově - všude tam, kde dosud byly používány pásy s normálními suchými zipy.



obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	<p>31618</p>	<p>iFIX Fleece 5</p>	<p>Flísová látka široká 5 cm 30 metrů v roli</p>




	<p>16304</p>	<p>iFIX Fleece 15</p>	<p>Flíssová látka široká 15 cm 200 metrů v roli</p>
	<p>17674</p>	<p>iFIX Fleece 50</p>	<p>Flíssová látka široká 50 cm 30 metrů v roli</p>
	<p>26102 26105 26104 26103 29341</p>	<p>Head Mask</p>	<p>Maska na hlavu v pěti různých velikostech, 10 ks v balení</p> <p>Head Mask XS, artikl 26102 Head Mask S, artikl 26105 Head Mask M, akrtikl 26104 Head Mask L, artikl 26103 Head Mask XL, Art. 29341</p>
	<p>16180L001 8ks 16180L002 6 ks 16180L005 4 ks 16180L007 4 ks</p>	<p>iFIX Patch</p>	<p>Samolepicí páska se suchým zipem, která je lepena na stoly nebo polohovací pomůcky Opakovaně použitelný protikus k flíssově látce</p> <p>Dostupné délky: 15, 25, 50 a 75cm iFIX Patch 15 (8 ks), artikl 16180L001 iFIX Patch 25 (6 ks), artikl 16180L002 iFIX Patch 50 (4 ks), artikl 16180L005 iFIX Patch 75 (4 ks), artikl 16180L007</p>





	16179L001	iFIX Patch Adapter	Opakovaně použitelné Rozměry: 50 x 10 cm 4 ks v balení
	16192L003 17622L003	iFIX Slot Adapter	Lišta se suchým zipem pro nasunutí do CT a MR stolů Opakovaně použitelný protikus k flísové látce 4 ks v balení

## Polstrované polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky a podložky jsou dodávány v různých tvarech a pro různé oblasti použití.

V následujícím uvádíme polstrované polohovací pomůcky pro oblast OP, které jsou u našich zákazníků nejoblíbenější. Informujte se u nás o dalších dodávaných polohovacích pomůčkách a podložkách.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	LA00002	Podložka pod hlavu při poloze na zádech	Anatomicky tvarovaná, dobrá fixace hlavy, snadné čištění a dezinfikování, hospodárnost díky dlouhé době životnosti Rozměry: 25 x 25 x 10 cm Materiál: tvarově stálá a nosná PU pěna, s měkkým povrchem Barva: černá

	<p>LA00012 (fialová)</p>	<p>Závěs paže</p>	<p>Polstrovaný závěs paže pro anesteziologický portál s 2 fixačními popruhy, popruh 1: pro boční fixaci na a-portálu, popruh 2: fixace paže s loketním polštářkem, Rozměry: 55x25x2 cm Potah: koženka Barvy: standardní barva černá (el. vodivá), volitelně fialová</p>
	<p>500095</p>	<p>Rámový polštář jednodílný</p>	<p>Rámový polštář s abdominálním výřezem, nosné jádro s viskoelastickou podložkou v odolném koženkovém potahu Rozměry: 84 x 46 x 12 cm Výřez: 44 x 30 cm Barva: černá (el. vodivá)</p>
	<p>500100</p>	<p>Rámový polštář dvoudílný</p>	<p>Zkosení horních hran slouží pro odlehčení v oblasti třísel a v prostoru ramen/podpaží. Tato podložka je vhodná zejména pro pacienty s nadměrnou velikostí Barva: černá (el. vodivá)</p>
	<p>500105</p>	<p>Rámový polštář čtyřdílný</p>	<p>Díky flexibilitě uspořádání v délce i šířce a díky speciální výšce se doporučuje používat tento rámový polštář zejména v adipózní oblasti Abdominální výřez je možné optimálně přizpůsobit tvaru těla a umožňuje tak pacientům volné dýchání Barva: černá (el. vodivá)</p>



## Gelové polohovací pomůcky






Naše gelové polohovací pomůcky jsou celé ze silikonu. Elasticita silikonu umožňuje jejich použití pro různé partie těla a minimalizuje smykové síly působící na kůži. Silikon je zavařený do prodyšné odolné polyuretanové fólie.

Folie je vybavena mikroskopickými otvory a umožňuje tak vytvořit příznivé mikroklima mezi kůží pacienta a podložkou.

Všechny polohovací pomůcky jsou odolné vůči moči, neabsorbují zápachy, jsou teplotně odolné od -40 °C do +140 °C, jsou z 90-ti % propustné pro rentgenové záření a nevykazují materiálovou únavu ani při větším mechanickém namáhání.

Dále uvedené gelové polohovací pomůcky jsou nejčastěji nakupované našimi zákazníky. Další pomůcky jsou dostupné na dotaz.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1-3030040K	Podložka pod hlavu	Podložka pro stabilní polohování hlavy Rozměry: 30 x 30 x 4 cm
	1-5115035AK	Podložka paže konkávní	Podložka paže s vyvýšenými boky, slouží jako doplňková stabilizace při operacích a pro odlehčení Rozměry: 51 x 15 x 3,5 cm

	<p>1- 1508040F</p>	<p>Podložka paty</p>	<p>Podložka chránící patu před otláčením Rozměry: 15 x 8 x 4 cm</p>
	<p>3- 5015150HR</p>	<p>Půlválec</p>	<p>Podpožka pro stabilizaci v poloze na boku např. při operacích, umožňuje dobré uložení a odlehčení Rozměry: 50 x 15 x 15 cm</p>
	<p>3-4015100</p>	<p>Lehké úložné polštáře</p>	<p>Pro stabilizaci jednotlivých částí těla Silikonový gel / pěna Rozměry: 40 x 15 x 10 cm</p>
	<p>1- 4025010B - 1- 5230010B</p>	<p>Podložka</p>	<p>Slouží pro bezpečné uložení, polohování a zabraňuje vzniku smykových sil a tlaku Rozměry: 40 x 25 x 1 cm - 52 x 30 x 1 cm</p>
	<p>1-6040015 - 1- 19050015</p>	<p>Podložka na operační stůl</p>	<p>Rozměry: 60 x 40 x 1,5 cm – 190 x 50 x 1,5 cm</p>



## Vakuové matrace pro OP polohování




Naše vakuové matrace slouží pro polohování a uložení pacientů během operace. Matrace se přizpůsobí obrysům těla a zajišťují tak optimální rozložení tlaku.

Jsou vyrobené z velice odolného materiálu a je možné je snadno čistit a dezinfikovat. Robustní podtlakové ventily se po odsátí vzduchu automaticky uzavřou.

Všechny vakuové matrace jsou vhodné pro rentgen, CT a MR.



obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	VMOP401X0 1	OP vakuová matrace úzká	Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace Rozměry: 65 x 200 cm
	VMOP402X0 1	OP vakuová matrace střední	Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace Rozměry: 75 x 200 cm

	<p>VMOP403X01 1</p>	<p>OP vakuová matrace široká</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace Rozměry: 100 x 200 cm</p>
	<p>VMOP411X01 1</p>	<p>OP vakuová matrace krátká s výřezem</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace Rozměry: 75 x 125 cm</p>
	<p>VMOP46080 X01</p>	<p>OP polštář MedVac</p>	<p>Vakuový polštář pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace Rozměry: 60 x 80 cm</p>



**MeMed**

Advancing health

**MeMed CZ s.r.o.**

Dukelská 5779

43001 Chomutov

Česká republika

Tel. +420 777 333 452

[office@memed.cz](mailto:office@memed.cz)

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)