



**MeMed**  
Advancing health



MeMed CZ  
Dukelská 5779  
43001 Chomutov  
Česká republika  
☎: +420 777 333 452  
✉: office@memed.cz

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)

**Polohovací pomůcky - radiologie + OP**















## Obsah







<b>RADIOLUCENTNÍ POLOHOVACÍ POMŮCKY 70 - 140 KV .....</b>	<b>4</b>
<b>VÁLCOVÉ PODLOŽKY POD KOLENA S KOŽENKOVÝM POTAHEM .....</b>	<b>7</b>
<b>ROLLBOARD .....</b>	<b>9</b>
<b>FIXACE PACIENTŮ PEARLTEC PRO CT A MR .....</b>	<b>10</b>
<b>MULTIPAD .....</b>	<b>10</b>
<b>CT HEAD FIX .....</b>	<b>11</b>
<b>BABYFIX COCOON – FIXAČNÍ KOKON PRO DĚTI PŘI MR VYŠETŘENÍ .....</b>	<b>11</b>
<b>PROFOAM .....</b>	<b>12</b>
<b>PROBELT .....</b>	<b>13</b>
<b>CT TABLE COVER .....</b>	<b>14</b>
<b>PEARLFIT .....</b>	<b>15</b>
<b>IMOBILIZACE PACIENTŮ IFIX PRO CT A MR .....</b>	<b>16</b>
<b>SÁČKY S PÍSKEM .....</b>	<b>17</b>
<b>POLSTROVANÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY .....</b>	<b>18</b>
<b>GELOVÉ POLOHOVACÍ POMŮCKY .....</b>	<b>19</b>
<b>VAKUOVÉ MATRACE PRO OP POLOHOVÁNÍ .....</b>	<b>20</b>

## Radiolucentní polohovací pomůcky 70 - 140 kV

Naše polohovací pomůcky propustné pro záření slouží pro pohodlné uložení a stabilní fixaci při diagnostických a terapeutických výkonech. Jsou vyrobené ze středně tuhého pěnového materiálu a jsou opatřené polyuretanovým potahem SKINFOAM, který je velmi příjemný na dotek. Materiál odpuzuje vlhkost a je snadno dezinfikovatelný. Vedle zde uvedených standardních produktů dodáváme další speciální polohovací pomůcky. Na přání je možná i výroba na zakázku.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	<b>103869</b> <b>103870</b> <b>108005</b> (6400S*)  <b>100092</b> (6400P*)	Podložka hlavy pro dospělé	<b>Rozměry:</b> 25 x 24,5 x 9,5 cm (š/v/h) <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová  <b>Materiál volitelný:</b> PE (pouze modrá)
	<b>114566</b> <b>107583</b> <b>128619</b> (6401S*)	Podložka hlavy pro děti	<b>Rozměry:</b> 21,5 x 23 x 7 cm (š/v/h) <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>115795</b> <b>103856</b> <b>108057</b> (6550S*)	Polohovací klín	<b>Rozměry:</b> 15 ° / 18 x 28 x 8/1 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>107809</b> <b>110940</b> <b>108028</b> (6546S*)	Polohovací klín	<b>Rozměry:</b> 15 ° / 36 x 24 x 7/1 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>115783</b> <b>110654</b> <b>108018</b> (6538S*)	Polohovací obdélník	<b>Rozměry:</b> 36 x 24 x 3 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová




	<b>110976</b> <b>110036</b> <b>103846</b> (6540S*)	Polohovací obdélník	<b>Rozměry:</b> 36 x 24 x 5 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>115786</b> <b>110008</b> <b>108031</b> (6542S*)	Polohovací obdélník	<b>Rozměry:</b> 18 x 24 x 3 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>103850</b> <b>103851</b> <b>108053</b> (6544S*)	Polohovací obdélník	<b>Rozměry:</b> 18 x 24 x 5 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>115807</b> <b>115815</b> <b>108058</b> (6554S*)	Kruhová polohovací deska	<b>Rozměry:</b> Ø 15 x 4 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>103862</b> <b>103863</b> <b>108060</b> (6556S*)	Kruhová polohovací deska	<b>Rozměry:</b> Ø 22 x 5 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>103864</b> <b>103865</b> <b>108051</b> (6558S*)	Kruhová polohovací deska	<b>Rozměry:</b> Ø 22 x 5 cm s otvorem <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>112193</b> <b>107226</b> <b>108062</b> <b>(6530S*)</b>	Polohovací trojhran	<b>Rozměry:</b> 60 x 25 x 12,5 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová






	<b>112191</b> <b>107224</b> <b>108064</b> (6532S*)	Polohovací trojhran	<b>Rozměry:</b> 36 x 24 x 12 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>103835</b> <b>103836</b> <b>108067</b> (6534S*)	Polohovací trojhran	<b>Rozměry:</b> 18 x 24 x 12 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>103840</b> <b>103841</b> <b>108068</b> (6536S*)	Polohovací trojhran	<b>Rozměry:</b> 18 x 10 x 5 cm <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>110913</b> <b>113577</b> (6562S*)	10-ti dílná sada pro rentgen	<b>Obsahuje:</b> 2 x velké trojhrany 2 x malé trojhrany 2 x klíny 1 x kruhová deska 1 x kruhová deska s otvorem 1 x válec, 1 x obdélník <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá nebo modrá
	<b>114841</b> <b>109631</b> (6563S*)	11-ti dílná sada pro rentgen s podložkou hlavy	<b>Obsahuje:</b> 2 x velké trojhrany 2 x malé trojhrany 2 x klíny 1 x kruhová deska 1 x kruhová deska s otvorem 1 x válec, 1 x obdélník 1x podložka hlavy pro dospělé <b>Materiál:</b> SKINFOAM <b>Barva:</b> žlutá nebo modrá
		Barvy pěny Skinfoam	<b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
<b>* staré číslo zboží</b>			

## Válcové podložky pod kolena s koženkovým potahem

Při ležení na zádech se u pacientů velmi rychle dostavují bolesti zad. Proto je vhodné používat při ukládání pacientů válcové podložky pod kolena. Mírným pokrčením nohou dojde k odlehčení páteře.

Zde uvedené válcové podložky pod kolena mají vysoce kvalitní zpracování a vyznačují se dlouhou životností. Koženkový potah je dodáván v různých barvách, je možné jej dezinfikovat, je odolný vůči poškrábání a oděru a jeho povrch je nepropustný pro kapaliny.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	<b>125035</b> <b>125034</b> <b>127517</b> <b>125033</b> (6300*)  <b>103892</b> <b>103893</b> <b>113016</b> (6300S*)	Polohovací válec	<b>Rozměry:</b> Ø 10 x 25 cm  <b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán  <b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>125037</b> <b>125038</b> <b>127754</b> <b>125036</b> (6301*)  <b>107471</b> <b>115269</b> <b>128607</b> (6301S*)	Polohovací válec	<b>Rozměry:</b> Ø 15 x 40 cm  <b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán  <b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>110702</b> <b>125040</b> <b>127889</b> <b>125039</b> (6302*)  <b>115372</b> <b>115373</b> <b>128608</b> (6302S*)	Polohovací válec	<b>Rozměry:</b> Ø 15 x 60 cm  <b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán  <b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová

	<p>125042 125043 127759 125041 (6303*)</p> <p>103897 115374 128609 (6303S*)</p>	<p>Polohovací váleček</p>	<p><b>Rozměry:</b> Ø 22 x 40 cm</p> <p><b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán</p> <p><b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová</p>
	<p>125046 125047 125044 125045 (6304*)</p> <p>103898 115170 128610 (6304S*)</p>	<p>Polohovací váleček</p>	<p><b>Rozměry:</b> Ø 22 x 60 cm</p> <p><b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán</p> <p><b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová</p>
	<p>127739 125048 127738 127736 (6306*)</p> <p>110954 115375 128611 (6306S*)</p>	<p>Polohovací půlváleček</p>	<p><b>Rozměry:</b> Ø 15/7,5x 40 cm</p> <p><b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán</p> <p><b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová</p>
	<p>127344 127341 127339 127340 (6307*)</p> <p>107236 107235 128612 (6307S*)</p>	<p>Polohovací půlváleček</p>	<p><b>Rozměry:</b> Ø 22/11 x 40 cm</p> <p><b>Materiál:</b> Pěnový váleček s potahem z imitace kůže <b>Barva koženky:</b> černá, bílá, nefrit, oceán</p> <p><b>Materiál:</b> Skinfoam <b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová</p>
		<p>Výběr barev koženkového potahu</p>	<p><b>Barva:</b> černá, bílá, nefrit, oceán</p> <p>Materiál lze otírat vlhkým hadříkem a dezinfikovat, je odolný proti poškrábání a oděru, povrch je odolný proti tekutinám.</p>





		Barvy pěny Skinfoam	<b>Barva:</b> žlutá, modrá nebo fialová
	<b>LA00083</b> (915015*)	Klín pod koleno	<b>Rozměry:</b> 40 x 50 x 19 cm Vyrobeno ze středně silné pěny, potaženo světle šedou koženkou

\* staré číslo zboží

## Rollboard

Pomůcka Rollboard je dodávána v různých velikostech. Pomůcka se skládá z pevné vnitřní části, která je polstrovaná a je potažena povlakem ve formě nekonečného rukávce. Přesun pacienta je usnadněn klouzáním povlaku po pevném vnitřním dílu. Rollboard se hodí zejména pro šetrné, nebolestivé a snadné přemístění ležícího, například těžkého, zvláštní péči vyžadujícího nebo premedikovaného pacienta na jiné lůžko nebo na rentgenový, vyšetřovací, resp. OP stůl.


K dispozici jsou různé desky v různých velikostech. Je také možná výroba na zakázku přímo na míru potřebám klienta.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	4500030	Rollboard	Skládací, s rukojetí, hmotnost 2 kg, zátížení 200 kg, kompatibilní s MR a RTG (nezpůsobuje artefakty)  <b>Rozměry:</b> 180 x 50 cm
	4500028	Rollboard krátký	Skládací, s rukojetí, zátížení 200kg, kompatibilní s MR a RTG (nezpůsobuje artefakty)  <b>Rozměry:</b> 95 x 50 cm





## Fixace pacientů Pearltec pro CT a MR

Flexibilní a univerzálně použitelná paleta výrobků MULTIPAD umožňuje optimální ukládání, polohování a fixaci pacientů při všech vyšetřeních MR s cívkami. Lze také použít při vyšetření na CT.

Adaptivní imobilizace bez otlaků zvyšuje komfort pacienta a má tak kladný vliv na celkový průběh vyšetření. Podložky Multipad se snadno čistí, spolehlivě chrání pacienta a zvyšují tak jeho bezpečnost a komfort.







## Multipad

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1012	MULTIPAD Standard	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobených pohybem. <b>Rozměry:</b> 17 x 6 cm <b>Tloušťka:</b> 2 - 5 cm
	1071	MULTIPAD Slim	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobených pohybem. <b>Rozměry:</b> 17 x 9 cm <b>Tloušťka:</b> 1 - 3 cm
	1022	MULTIPAD Plus	Univerzálně použitelné polohovací polštáře, minimalizace artefaktů způsobených pohybem. <b>Rozměry:</b> 17 x 11 cm <b>Tloušťka:</b> 2 - 5 cm
	1104	MULTIPAD Ear	MULTIPAD Ear s rozměry 17 x 10 cm a variabilní tloušťkou 1 - 4 cm jsou maximálně vhodné pro imobilizaci hlavy během vyšetření MR s nejrůznějšími prostorovými nároky.

	1108	MULTIPAD Bendy	Vzhledem k rozměrům 24 x 10 cm a variabilní tloušťce 1 - 4 cm je podložka MULTIPAD Bendy úžasnou pomůckou pro různá kloubní vyšetření.
	1101	MULTIPAD Cover	Povlaky pro zajištění maximální míry hygieny při ukládání pacientů.  1 velikost pro všechny podložky Multipad
	1006	Cover Headphones	Hygienický jednorázový návlek na sluchátka.  Balení po 100 ks
<b>CT Head Fix</b>			
	1105-A	CT HeadFix	Polohovací pomůcka k fixování hlavy při CT vyšetření. Použití možné pro různé CT.
<b>BabyFix Cocoon – fixační kokon pro děti při MR vyšetření</b>			
	1107	BabyFix Cocoon	Polohovací pomůcka pro imobilizaci novorozenců (2 - 5 kg) do MR.

## ProFoam





Polohovací pomůcky ProFoam jsou vyrobeny z tvarově stabilní pěny a jsou uloženy do odolné PU folie. Tyto pomůcky jsou odolné vůči jakékoliv dezinfekci a tím je zaručena nejvyšší míra hygieny.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	<b>Měkký:</b> 1150  <b>Pevný:</b> 1158 1192	ProFoam - obdelník	<b>Rozměry:</b> 25 x 18 x 5 cm K dispozici v měkkém nebo pevném provedení  50 x 30 x 20 cm (pouze pevný)
	<b>Měkký:</b> 1153 1151 1154 1193 1155  <b>Pevný:</b> 1161 1159 1162 1194 1163	ProFoam – rovnoramenný klín, 45°	<b>Rozměry:</b> 18 x 11 x 5 cm 18 x 25 x 12 cm 36 x 25 x 12 cm 50 x 25 x 12 cm 60 x 25 x 12 cm  K dispozici v měkkém nebo pevném provedení
	<b>Měkký:</b> 1152 1195  <b>Pevný:</b> 1160 1196	ProFoam – plochý klín, 15°	<b>Rozměry:</b> 26 x 25 x 7 cm 18 x 2 x 7 cm  K dispozici v měkkém nebo pevném provedení
	<b>Měkký:</b> 1197  <b>Pevný:</b> 1198	ProFoam – plochý klín, 30°	<b>Rozměry:</b> 18 x 23 x 10 cm  K dispozici v měkkém nebo pevném provedení

## ProBelt

Polohování pacientů při vyšetření na CT může být náročné zejména u dezorientovaných pacientů na urgentním příjmu. Náročné může být také vyšetřování starších, imobilních a nespolupracujících pacientů. Pro plynulý průběh vyšetření je důležitá stabilizace pacienta.


Systém ProBelt byl vyvinut pro co nejhladší průběh vyšetření a s nejvyššími hygienickými nároky. Popruhy ProBelt jsou vyrobeny z odolné PU fólie a pacienta lze fixovat bez suchého zipu.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1170 1171 1172 1241 1213	ProBelt 200 R2 ProBelt 200 R3 ProBelt 200 T5 ProBelt 200 J10 ProBelt 200 Extension	Pásky ProBelt jsou zasunuty do kolejnice stolu k tomu určené a uchyceny pomocí háku a oka k imobilizaci pacienta.  ProBelt 200 R2 pro GE ProBelt 200 R3 pro Siemens + Philips ProBelt 200 T5 pro Canon ProBelt 200 J10 pro Philips Rozšíření pro výrobky ProBelt 200
	1187 1229	ProBelt Wrap 200 ProBelt Wrap 350	Omotávací opasek <b>ProBelt Wrap 200:</b> Délka = 200 cm & Šířka = 20 cm  <b>ProBelt Wrap 350:</b> Délka = 200 cm & Šířka = 35 cm
	5008 5009	ProBelt 50 VL ProBelt 50 VH	Pokrývka hlavy je připojena k hlavovému obalu CT a slouží k fixaci hlavy. 50 VL pro Canon, Philips, Siemens 50 VH pro GE  V jednom balení 3 kusy.
	1173	ProBelt 200 Thorax PFC	Hrudní pásky ProBelt umožňují snadné uložení paží na horní části těla během vyšetření na CT. Správná vzdálenost mezi pažemi a horní části těla je vytvořena pomocí integrovaného polštáře.

	1219 1240	ProBelt pro Philips MRI	140 MRI P 140 MRI P Extension
---	--------------	----------------------------	----------------------------------

### CT Table Cover

Kryt na stůl CT by vyvinutý pro zachování co nejvyšší možné míry hygieny při vyšetřování infekčních pacientů na CT. PU fólie, ze které je kryt vyroben, je odolná i vůči nejsilnějším dezinfekčním prostředkům.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	Na vyžádání	CT Table Cover	Kryty jsou k dispozici ke stolům od různých výrobců CT.  Při objednávce uveďte, prosím, značku a rozměry stolu CT.

### ProFoam Table Mat

Produkty ProFoam Table Mat jsou vyrobeny z rozměrově stabilní pěny a jsou svařeny do odolné PU fólie. Jsou k dispozici ve dvou velikostech a různých provedeních. Díky těmto různým rozměrům jsou výrobky ProFoam Table Mat vhodné pro nejběžnější vyšetřovací stoly.

	1199 1200	ProFoam Table Mat (protiskluzové)	200 x 55 x 3 DS 180 x 50 x 3 DS
	1201 1202	ProFoam Table Mat (slippery)	200 x 55 x 3 DSR 180 x 50 x 3 DSR







## PearlFit

Požadavky na pomůcky k polohování pacientů a radiologii stále stoupají.

Na jednu stranu vede šíření MRSA a jiných bakterií ke stále komplexnějším hygienickým předpisům, takže jsou polohovací pomůcky pravidelně a podrobně zkoumány, na druhou stranu mají být polohovací pomůcky vzhledem k rostoucímu tlaku na snižování nákladů ve zdravotnictví levnější a s co nejdelší dobou životnosti.

Polohovací pomůcky PearlFit jsou dostupné v nejrůznějších tvarech a velikostech. Lze je použít při všech radiologických vyšetřeních k příjemnému a současně stabilnímu polohování pacienta.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1117 1138 1132	PearlFit Wedge	<b>Rozměry:</b> 26 x 25 x 7 cm, 30 x 50 x 15 cm, 56 x 50 x 25 cm
	1114 1124 1115 1116 1142	PearlFit Cushion	<b>Rozměry:</b> 30 x 20 x 4 cm 50 x 20 x 4 cm 50 x 30 x 7 cm 50 x 30 x 10 cm 50 x 50 x 5 cm
	1112 1113	PearlFit Roll	<b>Rozměry:</b> Ø = 18, L = 40 cm, Ø = 18, L = 50 cm
	1119	PearlFit Flex 3	Produkt PearlFit Flex lze zformovat jako polštářek, klín nebo válec - hodí se tak k mnoha účelům. <b>Rozměry:</b> 3 komory, 90 x 50 x 7 cm

	1121	PearlFit Head/Neck	PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech.
	5005	PearlFit Forehead	PearlFit Forehead Support se používá jako podpora hlavy v oblasti čela a umožňuje uložení pacienta v pozici na břicho bez rizika vzniku proleženin.
<p>Polohovací pomůcky Pearlfit Vac jsou tvarově stabilní díky vytvořením vakua a tím zajišťují přesné uložení pacienta. Společně s produkty iFix (viz další stránka) umožňují přesné umístění pacientů a jejich stabilizaci.</p>			
	Buw-5355	Ruční vakuová pumpa	Vakuová pumpa B.u.W. Schmidt je vhodná pro MR a slouží k vytvoření vakua u menších vakuových polštářků.
	1131 1188 1143 1144 1189 1190	PearlFit Cushion Vac	<b>Rozměry:</b> 50 x 20 x 4 cm Vac 50 x 30 x 5 cm Vac 50 x 50 x 5 cm Vac 90 x 60 x 5 cm Vac 130 x 60 x 5 cm Vac 200x 75 x 5 cm Vac
	1128 1139 1133	PearlFit Wedge Vac	<b>Rozměry:</b> 26 x 25 x 7 cm Vac, 2,5 l 30 x 50 x 15 cm Vac, 13 l 56 x 50 x 25 cm Vac, 42 l
	1130	PearlFit Head/Neck Vac	PearlFit Head/Neck Support se používá jako podložka hlavy, pokud pacienti leží v pozici na zádech.



## Sáčky s pískem





Sáčky s pískem jsou praktickými pomocníky pro zajištění stabilní polohy pacientů při řadě různých výkonů. Naše sáčky jsou naplněné křemičitým pískem s vysokou tekutostí, snadno se tak přizpůsobí tvaru těla.

Sáčky jsou zašité do odolné koženky, která je dodávána v tmavě hnědé, modré a růžové barvě.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	4100 4101 4102 4103	Sáček s pískem	<p><b>Rozměry:</b>            15 x 15 cm / hmotnost: 0,5 kg            15 x 25 cm / hmotnost: 1,2 kg            18 x 27 cm / hmotnost: 2,0 kg            18 x 34 cm / hmotnost: 2,5 kg</p> <p><b>Barvy:</b> tmavě hnědá, oceánská, růžová</p>

## Polstrované polohovací pomůcky

Polohovací pomůcky a podložky jsou dodávány v různých tvarech a pro různé oblasti použití. V následujícím uvádíme polstrované polohovací pomůcky pro oblast OP, které jsou u našich zákazníků nejoblíbenější. Informujte se u nás o dalších dodávaných polohovacích pomůčkách a podložkách.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	LA00012	Závěs paže	Polstrovaný závěs paže pro anesteziologický portál s 2 fixačními popruhy, popruh 1: pro boční fixaci na a-portálu, popruh 2: fixace paže s loketním polštářkem, <b>Rozměry:</b> 55x25x2 cm <b>Potah:</b> koženka <b>Barvy:</b> černá
	LA00022 (500095)	Rámový polštář jednodílný	Rámový polštář s abdominálním výřezem, nosné jádro s viskoelastickou podložkou v odolném koženkovém potahu <b>Rozměry:</b> 84 x 46 x 12 cm <b>Výřez:</b> 44 x 30 cm <b>Barva:</b> černá (el. vodivá)
	LA00023 (500100)	Rámový polštář dvoudílný	Zkosení horních hran slouží pro odlehčení v oblasti třísel a v prostoru ramen/podpaží. Tato podložka je vhodná zejména pro pacienty s nadměrnou velikostí <b>Barva:</b> černá (el. vodivá)
	LA00026 (500105)	Rámový polštář čtyřdílný	Díky flexibilitě uspořádání v délce i šířce a díky speciální výšce se doporučuje používat tento rámový polštář zejména v adipózní oblasti. Abdominální výřez je možné optimálně přizpůsobit tvaru těla a umožňuje tak pacientům volné dýchání <b>Barva:</b> černá (el. vodivá)





## Gelové polohovací pomůcky



Naše gelové polohovací pomůcky jsou celé ze silikonu. Elasticita silikonu umožňuje jejich použití pro různé partie těla a minimalizuje smykové síly působící na kůži. Silikon je zavařen do prodyšné odolné polyuretanové fólie.

Folie je vybavena mikroskopickými otvory a umožňuje tak vytvořit příznivé mikroklima mezi kůží pacienta a podložkou.

Všechny polohovací pomůcky jsou odolné vůči moči, neabsorbují zápachy, jsou teplotně odolné od -40 °C do +140 °C, jsou z 90-ti % propustné pro rentgenové záření a nevykazují materiálovou únavu ani při větším mechanickém namáhání.

Níže uvedené gelové polohovací pomůcky jsou nejčastěji nakupované našimi zákazníky. Další pomůcky jsou dostupné na dotaz.

obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	1-3030040K	Podložka pod hlavu	Podložka pro stabilní polohování hlavy <b>Rozměry:</b> 30 x 30 x 4 cm
	1-5115035AK	Podložka paže konkávní	Podložka paže s vyvýšenými boky, slouží jako doplňková stabilizace při operacích a pro odlehčení <b>Rozměry:</b> 51 x 15 x 3,5 cm
	1-1508040F 1-2010050F	Podložka paty	Podložka chránící patu před otláčením <b>Rozměry:</b> 15 x 8 x 4cm, 20 x 10 x 5cm
	3-3015100H R až 3-5015150HR	Půlválec	Podložka pro stabilizaci v poloze na boku např. při operacích, umožňuje dobré uložení a odlehčení <b>Rozměry:</b> 30 x 15 x 10 - 50 x 15 x 15cm

	<p>1- 4025010B až 1- 3020010B</p>	<p>Podložka</p>	<p>Slouží pro bezpečné uložení, polohování a zabraňuje vzniku smykových sil a tlaku</p> <p><b>Rozměry:</b> 40 x 25 x 1cm – 60 x 20 x 1cm</p>
	<p>1-6040015 až 1- 19050015</p>	<p>Podložka na operační stůl</p>	<p><b>Rozměry:</b> 60 x 40 x 1,5 cm – 190 x 50 x 1,5 cm</p>

### Vakuové matrace pro OP polohování





Naše vakuové matrace slouží pro polohování a uložení pacientů během operace. Matrace se přizpůsobí obrysům těla a zajišťují tak optimální rozložení tlaku.

Jsou vyrobené z velice odolného materiálu a je možné je snadno čistit a dezinfikovat. Robustní podtlakové ventily se po odsátí vzduchu automaticky uzavřou.

Všechny vakuové matrace jsou vhodné pro rentgen, CT a MR.



obrázek	katalogové číslo	označení	informace o produktu
	<p>VMOP401X01</p>	<p>OP vakuová matrace úzká</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace</p> <p><b>Rozměry:</b> 65 x 200 cm</p>

	<p>VMOP402X01</p>	<p>OP vakuová matrace střední</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace</p> <p><b>Rozměry:</b> 75 x 200 cm</p>
	<p>VMOP403X01</p>	<p>OP vakuová matrace široká</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace</p> <p><b>Rozměry:</b> 100 x 200 cm</p>
	<p>VMOP411X01</p>	<p>OP vakuová matrace krátká s výřezem</p>	<p>Vakuová matrace pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace</p> <p><b>Rozměry:</b> 75 x 125 cm</p>
	<p>VMOP46080X01</p>	<p>OP polštář MedVac</p>	<p>Vakuový polštář pro optimální rozložení tlaku Snadná, rychlá a bezpečná manipulace</p> <p><b>Rozměry:</b> 60 x 80 cm</p>

CZ/10/20220802-technické změny a tiskové chyby vyhrazen







**MeMed**

Advancing health

**MeMed CZ s.r.o.**

Dukelská 5779

43001 Chomutov

Česká republika

Tel. +420 777 333 452

[office@memed.cz](mailto:office@memed.cz)

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)