



**MeMed**  
Advancing health



MeMed CZ  
Dukelská 5779  
43001 Chomutov  
Česká republika  
☎: +420 777 333 452  
✉: office@memed.cz

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)

PRODUKTOVÝ KATALOG příslušenství pro MR







## Obsah






<b>MOBILÁŘ .....</b>	<b>4</b>
<b>POHOTOVOST .....</b>	<b>11</b>
<b>BEZPEČNOST .....</b>	<b>13</b>
<b>POHODLÍ PACIENTA .....</b>	<b>14</b>
<b>NÁŘADÍ .....</b>	<b>14</b>
<b>INTERVENČNÍ MATERIÁL .....</b>	<b>15</b>





## Mobilář

Obrázek	Číslo zboží	Označení	Informace o produktu
	U-3065 U-3080 AWL-3065 AWL-3080	Převážní lehátko z nerezové oceli 3 T	<p>Plynule nastavitelné čelo postele, široká škála barev, nosnost do 200 kg            K dispozici ve výškách 65, 70, 75, 80 cm a v šířkách 65 nebo 80 cm</p> <p>Volitelně postranice a držák papírových rolí</p> 
	TL 500 S MRT	Převážní lehátko ploché 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost až 150 kg, do výšky 186 cm            Rozměry: 197 x 82 x 88 cm</p> 
	TL 600 MRT	Převážní lehátko s nastavitelným podhlavníkem 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost do 150 kg, do výšky 190 cm            Rozměry: 201 x 76 x 96 cm</p> 


	MR5501 MR	Přepravní lehátko výškově nastavitelné z hliníku 7 T	Nosnost do 220 kg Rozměry: 215 x 68 x 49,5-94 cm
	MR1505	Přepravní lehátko kompaktní z hliníku 7 T	Nosnost do 180 kg Rozměry: 192-82 x 62 x 87,5 cm
	DR 100 MRT	Invalidní/ přepravní vozík s madly 3 T	24" madla, nosnost do 150 kg, oboustranně otočné opěrky, výsuvné nánožníky, parkovací brzda Rozměry: 107,5 x 72 x 79,5 cm  
	TC 450 AP MRT	Invalidní/ přepravní vozík s otočnými 10 cm kolečky 3 T	Výsuvné nánožníky, oboustranně otočné opěrky, bezpečnostní pás, nosnost do 150 kg Rozměry: 112 x 55 x 65 cm

	DR 100 K	Invalidní/ přepravní vozík s madly nekovový	Zcela bez kovových částí, vhodný pro bezpečnostní systémy MR, sklopné náložníky, parkovací brzdy, nosnost do 120 kg Rozměry: 107,5 x 70,5 x 85,5 cm
	MR4501 MR	Invalidní/ přepravní vozík z hliníku 7 T	Parkovací brzdy, opěrky s možností snížení, vytahovací náložníky, nosnost do 220 kg Rozměry: 105 x 65 x 95 cm
	EASYROLLER ER2	Easyroller 7 T	Ze 100% recyklovatelného plastu, vhodný pro všechny desinfekční přípravky, parkovací brzdy, dobrý komfort při sezení Rozměry: 82,5 x 67 x 105 cm
	AT1 MRT	Stupínek plastový 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 35 x 40 x 20 cm





	AT2 Auftritt	Dvoustupňový plastový stupínek 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 66 x 40 x 38 cm
	MR2504	Stupínek hliníkový 7 T	Nosnost do 203 kg Rozměry: 45 x 60 x 17,5 cm
	MR2506	Dvoustupňový hliníkový stupínek 3 T	Nosnost do 203 kg, volitelně se zábradlím Rozměry: 55 x 60 x 35,2 resp. 120,5 cm
	DH 49 PA MRT	Sedátko plastové 3 T	Ergonomicky tvarované, nosnost do 200 kg, speciální nohy pro maximální bezpečnost Rozměry: 42 x 42 x 49,5 cm   grafitová šedá   modrá   kobaltová modrá   tyrkysová

	DH 49 DLR PA	Sedátko plastové s kolečky 3 T	Dvojitá kolečka s aretací, nosnost do 150 kg Rozměry: 52 x 52 x 50 cm  grafitová šedá   modrá   kobaltová modrá   tyrkysová
	MR4502	Sedátko hliníkové s opěrkami rukou a zad, s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR4503	Sedátko hliníkové s opěrkou zad, s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR4504	Sedátko hliníkové s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm







	MR2500	<p>Infuzní stojan s nastavitelnou výškou, hliníkový, 5 koleček 7 T</p>	<p>Výška: 141 až 251 cm Průměr: 64 cm</p>
	MPC 153 MRT	<p>Malý ošetřovatelský vozík 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka, dvě s aretací, Rozměry: 44 x 52 x 107,5 cm</p>
	MPC 353 MRT	<p>Velký ošetřovatelský vozík 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka (dvě s aretací) Rozměry: 50,5 x 93 x 107,5 cm</p>
	MR2501	<p>Instrumentační vozík z hliníku se zásuvkou 7 T</p>	<p>Volitelně se zásuvkou nebo bez ní, 4 kolečka s brzdou Rozměry: 45 x 45 x 85 cm</p>


	MR2503	Instrumentační podnos hliníkový 7 T	Výška nastavitelná od 92,2–137,2 cm Rozměr podnosu: 37 x 50 cm
	MR2521/3	Víceúčelový vozík z hliníku 7 T	4 kolečka z toho 2 s brzdou, 3 odkládací přihrádky, Rozměry: 45 x 45 x 100 cm
	MS 120 MRT	Kontejner na odpad/prádlo s 1 odpadovým stojanem 3 T	Dvě nerezová držadla dbají o řádné držení odpadových sáčků Volitelně: otvírání nožním pedálem  Rozměry: 40 x 45,5 x 91,5 cm   bílá    žlutá    červená    zelená    modrá
	MR2508	Kontejner na prádlo hliníkový 7 T	Kontejner na prádlo se 4 kolečky Rozměry: 45 x 45 x 75 cm

	<p>MR3005/30L MR3005/65L</p>	<p>Odpadkový koš 30l nebo 65 l 7 T</p>	<p>Nožní ovládání, tiché zavírání</p>
	<p>6070/AMP</p>	<p>LUXOR AMP Anesteziologický vozík, vhodný pro MR</p>	<p>Z nerezové oceli, odolný proti vzniku skvrn a poškrábání, snadno se čistí, vytahovací zásuvky, 4 kolečka z toho 2 s brzdou</p>
<p><b>Pohotovost</b></p>			
	<p>293204937290</p>	<p>Přístroj pro měření krevního tlaku, vhodný pro MR</p>	<p>Moderní přístroj pro měření krevního tlaku, přesné hodnoty měření po celou dobu životnosti</p>
	<p>544.00000.V010</p>	<p>Stetoskop, vhodný pro MR, neobsahuje latex</p>	<p>Plochý snímač s průměrem 47 mm, plastová membrána</p>

		<p>Manžeta pro přetlakovou infuzi vhodná pro MR</p>	<p>Vnější obal lze prát, maximálně odolná vůči opotřebení, gumové části neobsahují latex, pro infuzi o objemu 500 nebo 1000 ml</p>
	<p>50376</p>	<p>Laryngoskop Diamond Fibreight pro MR, set 1,5 T</p>	<p>Set obsahuje: rukojeť Diamond Standard, baterii s distanční částí, nerezovou špachtli Macintosh 1,2,3,4, kufřík</p>
	<p>BA4023 MR</p>	<p>3V lithiová baterie s distančním kusem pro MR 1,5 T</p>	<p>Vhodné pro rukojeť Diamond Standard</p>
	<p>BA4022</p>	<p>Distanční kus pro MR baterii</p>	<p>Vhodné pro rukojeť Diamond Standard</p>

Bezpečnost			
	99662	Detektor kovu Garrett Superscanner	Odhalí nejmenší kovové předměty, automatická kontrola baterie, bez nutnosti nastavení, výměna baterie bez nářadí
	MRS_5	Nálepka 5 cm "MR Safe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRC_5	Nálepka 5 cm "MR Conditional"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRU_5	Nálepka 5 cm "MR Unsafe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí

Pohodlí pacienta			
	MR125 MR128	Sluchátka pro MR	Sluchátka pro MR K objednání s kabelem nebo bez něj Adaptér lze upravit podle výrobce MR125 s kabelem MR128 bez kabelu
	MR151	Sluchátka pro MR pro úzké hlavové cívky	Tato sluchátka se hodí prakticky ke každé hlavové cívce. Adaptér lze upravit podle výrobce. Zátky do uší k dostání v balení po 100 kusech (MR154)
	SCL Ochrana sluchátek	Ochrana sluchátek, bílá, velká	Průměr od 11 do 17 cm 1000 ks/ balení
Nářadí			
	EAI0563	Sada nářadí 3 T	Sada nářadí z titanu, 41dílů, pro běžné MRT přístroje 1,5/3T, extrémně lehká, odolná vůči korozi, v nemagnetickém plastovém kufříku

	Žebřík	Žebřík vhodný pro MR	100% hliníkový žebřík s pevnými bezpečnými gumovými nožkami vpředu a posuvnými nožkami vzadu, žebřík lze různě upravit
<b>Intervenční materiál</b>			
	MRDS11	Sterilní jednorázové skalpely 3 T	Nůž z titanu s průhledným bezpečnostním krytem 3 velikosti: #11, #15 a #21



**MeMed**

Advancing health

**MeMed CZ s.r.o.**

Dukelská 5779

43001 Chomutov

Česká republika

Tel. +420 777 333 452

[office@memed.cz](mailto:office@memed.cz)

[www.memed.cz](http://www.memed.cz)