



MeMed
Advancing health



MeMed CZ

Dukelská 5779

43001 Chomutov

Česká republika

☎: +420 777 333 452

✉: office@memed.cz

www.memed.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG příslušenství pro MR





Obsah







MOBILÁŘ	4
POHOTOVOST	10
BEZPEČNOST	12
POHODLÍ PACIENTA	13
NÁŘADÍ	14
INTERVENČNÍ MATERIÁL	14





Mobilář

Obrázek	Číslo zboží	Označení	Informace o produktu
	U-3065 U-3080 AWL-3065 AWL-3080	Převážní lehátko z nerezové oceli 3 T	Plynule nastavitelné čelo postele, široká škála barev, nosnost do 200 kg K dispozici ve výškách 65, 70, 75, 80 cm a v šířkách 65 nebo 80 cm Volitelně postranice a držák papírových rolí
			
	TL 500 S MRT	Převážní lehátko ploché 3 T	Velmi stabilní, nosnost až 150 kg, do výšky 186 cm Rozměry: 197 x 82 x 88 cm 
	TL 600 MRT	Převážní lehátko s nastavitelným podhlavníkem 3 T	Velmi stabilní, nosnost do 150 kg, do výšky 190 cm Rozměry: 201 x 76 x 96 cm 
	MR5501 MR	Převážní lehátko výškově nastavitelné z hliníku 7 T	Nosnost do 220 kg Rozměry: 215 x 68 x 49,5-94 cm






	DR 100 MRT	<p>Invalidní/ přepravní vozík s madly 3 T</p>	<p>24" madla, nosnost do 150 kg, oboustranně otočné opěrky, výsuvné nánožníky, parkovací brzda Rozměry: 107,5 x 72 x 79,5 cm</p> 
	TC 450 AP MRT	<p>Invalidní/ přepravní vozík s otočnými 10 cm kolečky 3 T</p>	<p>Výsuvné nánožníky, oboustranně otočné opěrky, bezpečnostní pás, nosnost do 150 kg Rozměry: 112 x 55 x 65 cm</p>
	DR 100 K	<p>Invalidní/ přepravní vozík s madly nekovový</p>	<p>Zcela bez kovových částí, vhodný pro bezpečnostní systémy MR, sklopné nánožníky, parkovací brzdy, nosnost do 120 kg Rozměry: 107,5 x 70,5 x 85,5 cm</p>
	MR4501 MR	<p>Invalidní/ přepravní vozík z hliníku 7 T</p>	<p>Parkovací brzdy, opěrky s možností snížení, vytahovací nánožníky, nosnost do 220 kg Rozměry: 105 x 65 x 95 cm</p>





	EASYROLLER ER2	Easyroller 7 T	Ze 100% recyklovatelného plastu, vhodný pro všechny desinfekční přípravky, parkovací brzdy, dobrý komfort při sezení Rozměry: 82,5 x 67 x 105 cm
	CEIA – PD240CH	Ruční detektor kovů pro MR	Pro detekování kovů na nebo v těle pacienta před vstupem do magnetické rezonance. 3 provozní režimy pro rozpoznání a odlišení feromagnetických a neferomagnetických kovů, nastavitelný alarm, rychlý a přesný screening.
	AT1 MRT	Stupínek plastový 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 35 x 40 x 20 cm
	AT2 Auftritt	Dvoustupňový plastový stupínek 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 66 x 40 x 38 cm

	MR2504	Stupínek hliníkový 7 T	Nosnost do 203 kg Rozměry: 45 x 60 x 17,5 cm
	MR2505	Dvoustupňový hliníkový stupínek 3 T	Nosnost do 203 kg, volitelně se zábradlím Rozměry: 55 x 60 x 35,2 resp. 120,5 cm
	DH 49 PA MRT	Sedátko plastové 3 T	Ergonomicky tvarované, nosnost do 200 kg, speciální nohy pro maximální bezpečnost Rozměry: 42 x 42 x 49,5 cm  grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová
	DH 49 DLR PA	Sedátko plastové s kolečky 3 T	Dvojitá kolečka s aretací, nosnost do 150 kg Rozměry: 52 x 52 x 50 cm  grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová




	MR4502	Sedátko hliníkové s opěrkami rukou a zad, s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR4504	Sedátko hliníkové s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR2500	Infuzní stojan s nastavitelnou výškou, hliníkový, 5 koleček 7 T	Výška: 141 až 251 cm Průměr: 64 cm
	IH MRT	Infuzní stojan pro MR, 3 T	4 volně otočná kolečka, se 2 brzdami, odolné vůči dezinfekčním prostředkům Výška: 1875 mm Průměr: 660 mm

	MPC 153 MRT	Malý ošetřovatelský vozík 3 T	3 přihrádky, 4 otočná kolečka, dvě s aretací, Rozměry: 44 x 52 x 107,5 cm
	MPC 353 MRT	Velký ošetřovatelský vozík 3 T	3 přihrádky, 4 otočná kolečka (dvě s aretací) Rozměry: 50,5 x 93 x 107,5 cm
	HGW 100	Hygienický a pečovatelský vozík	Dávkač dezinfekčního prostředku a držák na rukavice na posuvné liště 3 zásuvky, 4 volně otočná kolečka se 2 brzdami 410 x 700 x 1230 mm
	HGW 100 PS	Hygienický a pečovatelský vozík	Zásobník na stříkačky s 10 přihrádkami 3 zásuvky, 4 volně otočná kolečka se 2 brzdami 570 x 700 x 1310 mm




	KTW 100 HS	Vozík na drobný materiál a hygienu	Dávkovač dezinfekčního prostředku a držák na rukavice na posuvné liště 4 zásuvky, 4 volně otočná kolečka se 2 brzdami 385 x 410 x 1220 mm
	MS 120 MRT	Kontejner na odpad/prádlo s 1 odpadovým stojanem 3 T	Dvě nerezová držadla dbají o řádné držení odpadových sáčků Volitelně: otvírání nožním pedálem Rozměry: 40 x 45,5 x 91,5 cm  bílá žlutá červená zelená modrá
	MR2508	Kontejner na prádlo hliníkový 7 T	Kontejner na prádlo se 4 kolečky Rozměry: 45 x 45 x 75 cm
Pohotovost			
	293204937290	Přístroj pro měření krevního tlaku, vhodný pro MR	Moderní přístroj pro měření krevního tlaku, přesné hodnoty měření po celou dobu životnosti




		<p>Manžeta pro přetlakovou infuzi vhodná pro MR</p>	<p>Vnější obal lze prát, maximálně odolná vůči opotřebení, gumové části neobsahují latex, pro infuzi o objemu 500 nebo 1000 ml</p>
	<p>GR4215</p>	<p>Laryngoskop Diamond Fibreight pro MR, set 1,5 T</p>	<p>Set obsahuje: rukojeť Diamond Standard, baterii s distanční částí, nerezovou špachtli Macintosh 1,2,3,4, kufřík</p>
	<p>BA4023 MR</p>	<p>3V lithiová baterie s distančním kusem pro MR 1,5 T</p>	<p>Vhodné pro rukojeť Diamond Standard</p>
	<p>BA4022</p>	<p>Distanční kus pro MR baterii</p>	<p>Vhodné pro rukojeť Diamond Standard</p>

Bezpečnost

	MRS_5	Nálepka 5 cm "MR Safe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRC_5	Nálepka 5 cm "MR Conditional"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRU_5	Nálepka 5 cm "MR Unsafe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí

Pohodlí pacienta

	<p>MR125 MR128</p>	<p>Sluchátka pro MR</p>	<p>Sluchátka pro MR K objednání s kabelem nebo bez něj Adaptér lze upravit podle výrobce MR125 s kabelem MR128 bez kabelu</p>
	<p>MR151</p>	<p>Sluchátka pro MR pro úzké hlavové cívký</p>	<p>Tato sluchátka se hodí prakticky ke každé hlavové cívce. Adaptér lze upravit podle výrobce. Zátky do uší k dostání v balení po 100 kusech (MR154)</p>
	<p>1106</p>	<p>Ochrana sluchátek, bílá, velká</p>	<p>Průměr od 11 do 17 cm 1000 ks/ balení</p>

Monitorování			
	989803179041	CV Elektroda pro dospělé	Speciálně navrženo pro použití v MR, velké kontaktní plochy elektrod, jednorázové podložky.
	989803179031	MRI standardní elektroda pro děti	Speciálně navrženo pro použití v MR, velké kontaktní plochy elektrod, jednorázové podložky.
	989803179051	Neonatální elektroda pro novorozence.	Speciálně navrženo pro použití v MR, velké kontaktní plochy elektrod, jednorázové podložky

Nářadí			
	Žebřík	Žebřík vhodný pro MR	100% hliníkový žebřík s pevnými bezpečnými gumovými nožkami vpředu a posuvnými nožkami vzadu, žebřík lze různě upravit



MeMed

Advancing health

MeMed CZ s.r.o.

Dukelská 5779
43001 Chomutov
Česká republika

Tel. +420 777 333 452

office@memed.cz

www.memed.cz