



MeMed
Advancing health



MeMed CZ
Dukelská 5779
43001 Chomutov
Česká republika
☎: +420 777 333 452
✉: office@memed.cz

www.memed.cz

PRODUKTOVÝ KATALOG příslušenství pro MR





Obsah






MOBILÁŘ	4
POHOTOVOST	11
BEZPEČNOST	12
POHODLÍ PACIENTA	13
NÁŘADÍ	14






Mobilář





Obrázek	Číslo zboží	Označení	Informace o produktu
	U-3065 U-3080 AWL-3065 AWL-3080	Převážní lehátko z nerezové oceli 3 T	<p>Plynule nastavitelné čelo postele, široká škála barev, nosnost do 200 kg K dispozici ve výškách 65, 70, 75, 80 cm a v šířkách 65 nebo 80 cm</p> <p>Volitelně postranice a držák papírových rolí</p> 
	TL 500 S MRT	Převážní lehátko ploché 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost až 150 kg, do výšky 186 cm Rozměry: 197 x 82 x 88 cm</p> 
	TL 600 MRT	Převážní lehátko s nastavitelným podhlavníkem 3 T	<p>Velmi stabilní, nosnost do 150 kg, do výšky 190 cm Rozměry: 201 x 76 x 96 cm</p> 

	MR5501 MR	Přepravní lehátko výškově nastavitelné z hliníku 7 T	Nosnost do 220 kg Rozměry: 215 x 68 x 49,5-94 cm
	MR1505	Přepravní lehátko kompaktní z hliníku 7 T	Nosnost do 180 kg Rozměry: 192-82 x 62 x 87,5 cm
	DR 100 MRT	Invalidní/ přepravní vozík s madly 3 T	24" madla, nosnost do 150 kg, oboustranně otočné opěrky, výsuvné nánožníky, parkovací brzda Rozměry: 107,5 x 72 x 79,5 cm 
	TC 450 AP MRT	Invalidní/ přepravní vozík s otočnými 10 cm kolečky 3 T	Výsuvné nánožníky, oboustranně otočné opěrky, bezpečnostní pás, nosnost do 150 kg Rozměry: 112 x 55 x 65 cm

	DR 100 K	Invalidní/ přepravní vozík s madly nekovový	Zcela bez kovových částí, vhodný pro bezpečnostní systémy MR, sklopné náožníky, parkovací brzdy, nosnost do 120 kg Rozměry: 107,5 x 70,5 x 85,5 cm
	MR4501 MR	Invalidní/ přepravní vozík z hliníku 7 T	Parkovací brzdy, opěrky s možností snížení, vytahovací náožníky, nosnost do 220 kg Rozměry: 105 x 65 x 95 cm
	EASYROLLER ER2	Easyroller 7 T	Ze 100% recyklovatelného plastu, vhodný pro všechny desinfekční přípravky, parkovací brzdy, dobrý komfort při sezení Rozměry: 82,5 x 67 x 105 cm
	AT1 MRT	Stupínek plastový 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 35 x 40 x 20 cm

	AT2 Auftritt	Dvoustupňový plastový stupínek 3 T	Protiskluzová úprava povrchu, speciální nohy pro maximální bezpečnost, nosnost do 150 kg Rozměry: 66 x 40 x 38 cm
	MR2504	Stupínek hliníkový 7 T	Nosnost do 203 kg Rozměry: 45 x 60 x 17,5 cm
	MR2505	Dvoustupňový hliníkový stupínek 3 T	Nosnost do 203 kg, volitelně se zábradlím Rozměry: 55 x 60 x 35,2 resp. 120,5 cm
	DH 49 PA MRT	Sedátko plastové 3 T	Ergonomicky tvarované, nosnost do 200 kg, speciální nohy pro maximální bezpečnost Rozměry: 42 x 42 x 49,5 cm  grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová





	DH 49 DLR PA	Sedátko plastové s kolečky 3 T	<p>Dvojitá kolečka s aretací, nosnost do 150 kg Rozměry: 52 x 52 x 50 cm</p>  <p>grafitová šedá modrá kobaltová modrá tyrkysová</p>
	MR4502	Sedátko hliníkové s opěrkami rukou a zad, s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR4504	Sedátko hliníkové s kolečky 7 T	Průměr sedadla 32,5 cm
	MR2500	Infuzní stojan s nastavitelnou výškou, hliníkový, 5 koleček 7 T	Výška: 141 až 251 cm Průměr: 64 cm





	MPC 153 MRT	<p>Malý ošetřovatelský vozík 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka, dvě s aretací, Rozměry: 44 x 52 x 107,5 cm</p>
	MPC 353 MRT	<p>Velký ošetřovatelský vozík 3 T</p>	<p>3 přihrádky, 4 otočná kolečka (dvě s aretací) Rozměry: 50,5 x 93 x 107,5 cm</p>
	MR2501	<p>Instrumentační vozík z hliníku se zásuvkou 7 T</p>	<p>Volitelně se zásuvkou nebo bez ní, 4 kolečka s brzdou Rozměry: 45 x 45 x 85 cm</p>
	MR2503	<p>Instrumentační podnos hliníkový 7 T</p>	<p>Výška nastavitelná od 92,2–137,2 cm Rozměr podnosu: 37 x 50 cm</p>



	MR2521/3	Víceúčelový vozík z hliníku 7 T	4 kolečka z toho 2 s brzdou, 3 odkládací přihrádky, Rozměry: 45 x 45 x 100 cm
	MS 120 MRT	Kontejner na odpad/prádlo s 1 odpadovým stojanem 3 T	Dvě nerezová držadla dbají o řádné držení odpadových sáčků Volitelně: otvírání nožním pedálem Rozměry: 40 x 45,5 x 91,5 cm  bílá žlutá červená zelená modrá
	MR2508	Kontejner na prádlo hliníkový 7 T	Kontejner na prádlo se 4 kolečky Rozměry: 45 x 45 x 75 cm
	MR3005/30L MR3005/65L	Odpadkový koš 30l nebo 65 l 7 T	Nožní ovládání, tiché zavírání

Pohotovost

	293204937290	Přístroj pro měření krevního tlaku, vhodný pro MR	Moderní přístroj pro měření krevního tlaku, přesné hodnoty měření po celou dobu životnosti
		Manžeta pro přetlakovou infuzi vhodná pro MR	Vnější obal lze prát, maximálně odolná vůči opotřebení, gumové části neobsahují latex, pro infuzi o objemu 500 nebo 1000 ml
	GR4215	Laryngoskop Diamond Fibrelight pro MR, set 1,5 T	Set obsahuje: rukojeť Diamond Standard, baterii s distanční částí, nerezovou špachtli Macintosh 1,2,3,4, kufřík

	BA4023 MR	3V lithiová baterie s distančním kusem pro MR 1,5 T	Vhodné pro rukojeť Diamond Standard
	BA4022	Distanční kus pro MR baterii	Vhodné pro rukojeť Diamond Standard
Bezpečnost			
	99662	Detektor kovu Garrett Superscanner	Odhalí nejmenší kovové předměty, automatická kontrola baterie, bez nutnosti nastavení, výměna baterie bez náradí
	MRS_5	Nálepka 5 cm "MR Safe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí

	MRC_5	Nálepka 5 cm "MR Conditional"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
	MRU_5	Nálepka 5 cm "MR Unsafe"	Varovná značka snižuje riziko nehody! Fólie z měkkého PVC, samolepicí
Pohodlí pacienta			
	MR125 MR128	Sluchátka pro MR	Sluchátka pro MR K objednání s kabelem nebo bez něj Adaptér lze upravit podle výrobce MR125 s kabelem MR128 bez kabelu
	MR151	Sluchátka pro MR pro úzké hlavové cívky	Tato sluchátka se hodí prakticky ke každé hlavové cívce. Adaptér lze upravit podle výrobce. Zátky do uší k dostání v balení po 100 kusech (MR154)

	1106	Ochrana sluchátek, bílá, velká	Průměr od 11 do 17 cm 1000 ks/ balení
Nářadí			
	Žebřík	Žebřík vhodný pro MR	100% hliníkový žebřík s pevnými bezpečnými gumovými nožkami vpředu a posuvnými nožkami vzadu, žebřík lze různě upravit



MeMed

Advancing health

MeMed CZ s.r.o.

Dukelská 5779

43001 Chomutov

Česká republika

Tel. +420 777 333 452

office@memed.cz

www.memed.cz